

Lodówka na odpady medyczne ODP 2x240



Opis produktu:

Lodówka na odpady medyczne firmy Vestfrost ODP 2x240 o nowoczesnej stylistyce przeznaczona jest **do przechowywania odpadów medycznych** oraz **odpadów weterynaryjnych** zgodnie z wymaganiami ustawy.

Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Lodówka na odpady ODP 2x240

Chłodziarka do przechowywania odpadów wyposażona jest w drzwi górne do wrzucania odpadów oraz drzwi boczne do wprowadzania pojemnika. Urządzenie posiada zewnętrzny **cyfrowy wyświetlacz temperatury** oraz w pełni **elektroniczny moduł** kontroli umożliwiający ustawienie odpowiedniej temperatury w zakresie od +2°C do +8°C oraz funkcję automatycznego odparowania skroplin.

Dane techniczne:

Głębokość [cm]:	85
Szerokość [cm]:	166
Wysokość [cm]:	111,5
Wysokość po otwarciu klapy [cm]:	170
Pojemność [l]:	2 x 240

Zakres temperatury [°C]:	+4 + 8
---------------------------------	----------

Odpady medyczne można przechowywać w urządzeniach po wstawieniu pojemnika medycznego do wnętrza urządzenia.

Informacje:

Model: