

Organizer naścienny



Opis produktu:

Organizer naścienny umożliwia wygodnie przechowywanie rurek intubacyjnych w rozmiarach od 2,5 do 10,5 mm.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Organizer naścienny umożliwia wygodnie przechowywanie rurek intubacyjnych w rozmiarach od 2,5 do 10,5 mm.

Główne cechy akcesorium:

- Rurki pogrupowane rozmiarami na wypadek stanu nagłego
- Łatwy montaż do ściany
- Design zapewniający trwałe utwierdzenie przechowywanych rurek
- Wykonany ze stali nierdzewnej zapewniając odporność na czynniki zewnętrzne i preparaty dezynfekcyjne.

Informacje:

Opcje produktu: