



Bicze szkockie - katedra natryskowa Orkan NBC1

Opis produktu:

Bicze szkockie - katedra natryskowa Orkan NBC1 to urządzenie wolnostojące do generowania **biczy szkockich**. **Katedra natryskowa Orkan NBC1** wyposażona jest w 2 niezależne, obrotowe dysze-pistolety, każda z regulacją rozproszenia strumienia wody, 2 niezależne baterie termostatyczne do regulacji temperatury, 2 termometry, 2 manometry oraz 2 zawory regulujące intensywność masażu. **Bicze szkockie Orkan** przeznaczone są do zabiegów leczniczych wykorzystujących mechaniczne i termiczne właściwości wody.

Czas oczekiwania na dostawę wynosi 8-12 tygodni.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Bicze szkockie - katedra natryskowa Orkan NBC1

Bicze szkockie Orkan NBC1 przeznaczone do zabiegów leczniczych wykorzystujących mechaniczne i termiczne właściwości wody. Dzięki bodźcom wywołanym przez strumień wody oraz szybką zmianę temperatury, terapia charakteryzuje się różnym wpływem na organizm pacjenta, m.in. pobudzeniem lub uspokojeniem, hartowaniem, zwiększeniem albo obniżeniem ciśnienia krwi.

Katedra natryskowa Orkan NBC1 oddziałuje na ciało pacjenta łącząc w sobie siłę ciśnienia wody i jej temperaturę. Odpowiednio **silny strumień wody** jest kierowany na pacjenta za pomocą **dysz**. Istnieje możliwość zmiany strumienia wody, w przypadku dysz masażowych za pomocą rozpryskiwacza. Terapia może przynosić efekty **pobudzenia lub uspokojenia** organizmu, zależnie od siły strumienia wody oraz jej temperatury.

Bicze szkockie - katedra natryskowa Orkan NBC1 - cechy

charakterystyczne:

- choroby reumatyczne mięśni i stawów
- rwa kulszowa
- zaburzenia czynnościowe żołądka i jelit

Bicze szkockie Orkan NBC1 - zastosowanie

- wolnostojąca katedra do natrysku biczowego,
- 2 dysze - pistolety - do masażu strumieniem wody pod dużym ciśnieniem (bicze szkockie),
- regulacja rozproszenia strumienia wody niezależna dla obu dysz,
- możliwość pracy na obu dyszach jednocześnie,
- dysze obracane w zakresie pola zabiegowego,
- dysze ze spustem uruchamiającym masaż wodny (z możliwością blokady - masaż ciągły) z podporą na przedramię,
- 2 baterie termostatyczne do regulacji temperatury niezależnie dla obu dysz,
- 2 manometry wskazujące ciśnienie niezależnie dla obu dysz,
- 2 termometry wskazujące temperaturę niezależnie dla obu dysz,
- 2 zawory regulujące intensywność masażu (ciśnienia) lub odcinające dopływ wody niezależnie dla obu dysz,
- 4 antypoślizgowe stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie urządzenia.

Katedra natryskowa Orkan NBC1 - dane techniczne:

| | |
|---|---------------|
| Ciśnienie wody ciepłej i zimnej [bar]: | 4-6 |
| Temperatura wody ciepłej [°C]: | 60 |
| Zasilanie [V/Hz]: | 230/50 |
| Wymiary NBC1 (wys. x szer. x gł.) [cm]: | 111 x 64 x 54 |

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Zasilanie: 230 V / 50 Hz
 Ciśnienie wody: 4-6 bar
 Temperatura wody ciepłej: 60 °C
 Wymiary NBC1 (wys. x szer. x gł.): 111 x 64 x 54 cm

Model: