

## Parawan lekarski do gabinetu medycznego PDG-1

### Opis produktu:

Parawan lekarski do gabinetu medycznego PDG-1



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

**Jednoskrzydłowy parawan PDG-1** jest niezbędny do wyposażenia każdego gabinetu lekarskiego,

zabiegowego, kosmetycznego lub oddziału szpitalnego. Zastosowanie stalowego stelaża gwarantuje stabilność nie tracąc na lekkości. Płótno parawanu uszyte zostało z tkaniny typu MEDICAL (50% bawełna, 50% poliester) umożliwiającej łatwe utrzymanie w czystości.

#### Dane techniczne:

Typ	PDG-1
<b>Szerokość po rozłożeniu:</b>	1000 mm
<b>Szerokość po złożeniu:</b>	1000 mm
<b>Wysokość:</b>	1805 mm
<b>Rozstaw nóg:</b>	800 mm
<b>Masa:</b>	5 kg

#### Informacje:

#### Model:

Parawan PDG1 - Kolor: Biały, Błękitny, Żółty, Łososiowy, Jasnozielony, Morski, Szary, Beżowy