



Terapeuta M-S2.F4 - 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Opis produktu:

Terapeuta M-S2.F4 to nowoczesny **stół do masażu i rehabilitacji**, zaprojektowany z myślą o komforcie pacjenta oraz wygodzie terapeuty. Dzięki zaawansowanym funkcjom i solidnej konstrukcji jest idealny do gabinetów fizjoterapii, sanatoriów oraz klinik rehabilitacyjnych.

Kluczowe zalety stołu Terapeuta M-S2.F4:

- **Elektryczna regulacja wysokości (system Hallotronic®)** – płynna i cicha zmiana pozycji za pomocą ramy sterującej w podstawie.
- Regulowany zagłówek z systemem sprężyny gazowej (-70° do $+40^{\circ}$) oraz wygodnym otworem na twarz, zapewniający komfort podczas zabiegów.
- **Personal Authorization System** – zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień dzięki magnetycznym kluczom.
- **Wytrzymała konstrukcja** – rama ze stali malowanej proszkowo.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Terapeuta M-S2.F4 - 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Profesjonalny stół do masażu i rehabilitacji Terapeuta M-S2.F4 stanowi nieodzowne wyposażenie nowoczesnego gabinetu rehabilitacyjnego, zaprojektowany z myślą o wymagających standardach pracy fizjoterapeuty. Konstrukcja stołu zapewnia doskonałe warunki do prowadzenia terapii manualnej, masażu leczniczego oraz specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych, oferując jednocześnie najwyższy poziom komfortu dla pacjenta.

Stół rehabilitacyjny Terapeuta M-S2.F4 to połączenie najwyższej jakości materiałów, innowacyjnych rozwiązań technicznych i przemysłanej ergonomii, tworzące idealne warunki do prowadzenia profesjonalnej terapii. Elegancki, ponadczasowy design podkreśla profesjonalny charakter nowoczesnej placówki rehabilitacyjnej, będąc jednocześnie gwarantem trwałości i niezawodności przez lata intensywnej eksploatacji.

Cechy charakterystyczne

2-sekcyjny elektryczny stół do masażu i rehabilitacji,

regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^{\circ}$),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,

wyjątkowy design (np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta),

2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,

łącznik tapicerki maskujący przerwy pomiędzy sekcjami,

śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,

malowana proszkowo stalowa rama,

relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu,

zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wypoziomowanie stołu,

wieszak na ręcznik papierowy (opcja).

Typ ramy dolnej - F4

Rama posiada 4 unoszone koła kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe stopki. System pozwala na sprawne przemieszczanie stołu.

Tapicerka w serii Terapeuta - połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do masażu i rehabilitacji Terapeuta M-S2.F4 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

Kolory tapicerki LUX

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

OM006 - White

OM240 - Beige

OM315 - Sky

OM221 - Blue

OM314 - Cement

OM076 - Olive Grey

OM173 - Dark Brown

OM225 - Black

OM469 - Lima

OM157 - Forest

OM053 - Red

OM217 - Bordeaux

OM095 - Mostaza

OM075 - Orange

Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Terapeuta M-S2.F4

Personal Authorization System

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

Hallotronic®

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

Terapeuta M-S2.F4 x

Stół do masażu i rehabilitacji Terapeuta M-S2.F4 znajduje szerokie zastosowanie w:

Gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji

Stół Terapeuta M-S2.F4 to profesjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o różnorodnych technikach terapeutycznych. Dzięki precyzyjnej regulacji wysokości i kąta nachylenia idealnie sprawdza się zarówno w terapiach manualnych, jak i zabiegach fizjoterapeutycznych. Wytrzymała konstrukcja (nośność 225 kg) gwarantuje bezpieczeństwo podczas intensywnego użytkowania, a łatwa w dezynfekcji tapicerka spełnia najwyższe standardy higieniczne wymagane w placówkach medycznych. System Hallotronic® pozwala płynnie dostosować wysokość stołu do potrzeb terapeuty, optymalizując ergonomię pracy.

Sanatoriach i uzdrowiskach

Stół doskonale wpisuje się w specyfikę uzdrowiskowych zabiegów, łącząc funkcje rehabilitacyjne z relaksacyjnymi. Wodoodporna i termoodporna tapicerka sprawdza się podczas zabiegów z wykorzystaniem borowiny, solanek czy innych substancji stosowanych w balneoterapii. Możliwość szybkiego czyszczenia i dezynfekcji pozwala zachować najwyższe standardy higieny przy częstej rotacji pacjentów. Elegancki design stołu harmonijnie komponuje się z wystrojem stref SPA, zachowując przy tym wszystkie cechy profesjonalnego sprzętu medycznego.

Akcesoria opcjonalne

Klin Kaltenborna,

Kliny rehabilitacyjne,

Wałki rehabilitacyjne,

Półwałki rehabilitacyjne.

Wieszak na ręcznik papierowy TYP3,

Wieszak na ręcznik papierowy TYP4.

Mata ochronna,

Podkład higieniczny na twarz z wycięciem,

Prześcieradło jednorazowe.

Bananek do trakcji,

Pas stabilizacyjny do stołów.

Kąt regulacji zagłówka

Wymiary każdej sekcji stołu

Kształt stołu TerapeutaM-S2.F4

Informacje:

Szerokość: 69 cm

Długość: 202 cm

Masa: 95 kg

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 – +40°

Linia: Terapeuta

Liczba sekcji: 2

Typ stołu: Regulowana wysokość

Zakres regulacji wysokości: 47 – 95 cm

Typ regulacji wysokości: Elektryczna

Maksymalne obciążenie: 225 kg

Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane leże: Tak

PAS: Tak

Hallotronic: Tak

Smart4Arms: Nie

Grubość tapicerki: 40 mm

Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange

Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 69 cm, 80 cm

Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm

Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed: Nie, Tak