

Stół do masażu i rehabilitacji - Terapeuta M-S3.F0



Opis produktu:

Stół do masażu i rehabilitacji Terapeuta M-S3.F0 wyposażony w technologię **CoreCare**, która niweluje ruch pionowy spowodowany naciskiem, zapewniając powtarzalność ruchów przy zachowaniu tej samej siły.

Stół do masażu i rehabilitacji Terapeuta M-S3.F0 posiada najwyższej jakości, wytrzymałą oraz precyzyjnie wykończoną tapicerkę dostępną w szerokiej gamie kolorystycznej.

Konfigurator stołów Terapeuta Sprawdź formy finansowania

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stół do masażu i rehabilitacji - Terapeuta M-S3.F0

Linia **stołów Terapeuta M-S3.F0** została zaprojektowana z myślą o fizjoterapeutach oraz o komforcie pacjentów. Narzędzie codziennej pracy jest jednocześnie **sercem Twojego gabinetu**. Łącząc nowoczesny design i funkcjonalność, oddajemy w Twoje ręce wyjątkowy produkt, który zaspokaja potrzeby każdego pacjenta. **M-S3.F0 Terapeuta** posiada elegancki, ponadczasowy design oraz solidną konstrukcję dla większego komfortu pracy. Łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej. Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką. Antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu.

Wysokiej jakości wykończenie

Regulowane stopki

Cechy charakterystyczne:

- stół **M-S3.F0** składa się z **2 małych kółek** i **2 antypoślizgowych gumowych stopek**,
- **3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji**,
- elektryczna regulacja wysokości **stołu do rehabilitacji** za pomocą ramy zamontowanej dookoła podstawy,
- zagłówek z **wyprofilowanym otworem na twarz** wraz z zaślepką,
- **16 kolorów** tapicerki w wersji **standard** oraz **12 kolorów** tapicerki typu **premium**,
- relingi do zamocowania pasów oraz **otwory na 3 bananki**,

Technologie:

- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego
- **Hallotronic®** - technologia która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

Wyjątkowe doznania dla Twoich Pacjentów

Dla pacjenta komfort podczas zabiegu jest tak samo ważny, jak jego efekty. Z linią **stołów do masażu Terapeuta** możesz zagwarantować Pacjentom wygodę i **poczucie bezpieczeństwa** w czasie trwania terapii!

Stół do masażu z serii Terapeuta posiada:

- Stół **M-S3.F0** składa się z **2 małych kółek** i **2 antypoślizgowych gumowych stopek**,
- Sprężystą i trwałą piankę,
- Płynną regulację wysokości i poszczególnych sekcji **stołu do masażu**,
- Otwór na twarz Pacjenta ułatwiający oddychanie,
- Dwuwarstwową tapicerkę wykonaną z atestowanych materiałów dostępną w wielu wersjach kolorystycznych,
- Wąskie łączenia sekcji **stołu do masażu**,
- Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki.

PRODUCENT POLECA

Stół do rehabilitacji Terapeuta M-S3.F0 wyposażony jest w nowoczesne zabezpieczenia przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu – **zintegrowany system autoryzacji PAS**

Kąt regulacji zagłówka

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary każdej sekcji stołu

Tapicerka w stole do masażu Terapeuta M-S3.F0:

Obicie **stołu do masażu M-S3.F0** jest odporne na działanie wysokich temperatur.

Materiał wierzchni **stołu do masażu M-S3.F0** jest odporny na ciecze (woda, krew, solanka).

Stół do masażu M-S3.F0 pokryty jest miękką, elastyczną i komfortową powłoką.

Dwuwarstwowa tapicerka **stołu do masażu M-S3.F0** cechuje się odporną na zadrapania strukturą.

Akcesoria opcjonalne

- Klin Kaltenborna
- Kliny
- Wałki i Półwałki

- Wieszak na ręcznik papierowy TYP3
- Wieszak na ręcznik papierowy TYP4

- Mata ochronna
- Podkład higieniczny na twarz z wycięciem
- Rolka bibułowa na stół do masażu

- Bananek
- Pas do stabilizacji

Dane techniczne:

Ilość sekcji:	3
Kąt pochylenia zagłówka:	- 70 / + 40°
Kąt pochylenia sekcji środkowej:	-
Kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna):	0 / + 85°
Regulacja wysokości [cm]:	47 - 95
Wymiary dł. x szer. x wys. [cm]:	205 x 69 x 47-95
Waga [kg]:	85/100
Maksymalne obciążenie [kg]:	225
Zasilanie:	230 V / 50 Hz

Informacje:

Ilość sekcji: 3

Regulacja wysokości: elektryczna, za pomocą ramy

Funkcja Pivot: Nie

System jezdny: 2 kółka i 2 stopki

Rodzaje stołów: Stół do masażu i rehabilitacji

Kategoria: Stoły do masażu i akcesoria

Model:

Kolor tapicerki: 00 - Ecrú - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 14 - Limonka - Standard, 15 - Błękitny - Standard, DOL-6701 White - Premium, DOL-6703 Ecrú - Premium, DOL-6731 Mango - Premium, DOL-6713 Chocolate - Premium, DOL-6718 Tangelo - Premium, DOL-6722 Grass - Premium, DOL-6734 Quetzal - Premium, DOL-6738 Wine - Premium, DOL-6724 Jet - Premium, DOL-6726 Artesian - Premium, DOL-6739 Graphite - Premium, DOL-6728 Black - Premium

Grubość tapicerki Terapeuta: 40 mm, 50 mm