

Terapeuta M-S5.F0 - 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji



Opis produktu:

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji to profesjonalne urządzenie medyczne zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie pacjenta oraz ergonomii pracy terapeuty. Dzięki zaawansowanym technologią **Terapeuta M-S5.F0** idealnie sprawdzi się w gabinetach fizjoterapeutycznych, czy ośrodkach rehabilitacyjnych.

Kluczowe cechy

- **Elektryczna regulacja wysokości (system Hallotronic®)** – innowacyjne sterowanie za pomocą ramki wokół podstawy,
- **System Smart4Arms** – płynna, bezśrubowa regulacja bocznych zagłówek z automatyczną blokadą pozycji, zapobiegająca przypadkowym przesunięciom,
- Łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +85°),
- **Personal Authorization System** – zabezpieczenie przed niepożądaną zmianą ustawień dzięki magnetycznym kluczom.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Terapeuta M-S5.F0 - 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Profesjonalny stół do masażu i rehabilitacji Terapeuta M-S5.F0 stanowi nieodzowne wyposażenie nowoczesnego gabinetu rehabilitacyjnego, zaprojektowany z myślą o najwyższych standardach pracy fizjoterapeuty. Pięciosekcyjna konstrukcja stołu zapewnia idealne warunki do prowadzenia zaawansowanej terapii manualnej, masażu leczniczego oraz specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych i fizykoterapii.

Wyposażony w system Smart4Arms do płynnej regulacji boczków zagłówka oraz system Hallotronic® do elektrycznej regulacji wysokości, stół rehabilitacyjny umożliwia precyzyjne dostosowanie pozycji do indywidualnych potrzeb pacjenta i specyfiki zabiegu. Wielosekcyjna konstrukcja z niezależnie regulowanym zagłówkiem (-70° do $+40^{\circ}$) oraz sekcją nożną (0° do $+85^{\circ}$) pozwala na osiągnięcie optymalnych pozycji terapeutycznych, zwiększając efektywność prowadzonych zabiegów rehabilitacyjnych.

Cechy charakterystyczne

5-sekcyjny stół do masażu,

regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej(od -70° do $+40^{\circ}$),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,

Smart4Arms - płynna, bezśrubowa regulacja boczków zagłówka, oparta o mechanizm przesuwny z blokad. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem boczków zagłówka w czasie terapii,

łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych(od 0° do $+85^{\circ}$),

uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,

unikalny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,

tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,

łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,

śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,

malowana proszkowo stalowa rama,

relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,

zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

wieszak na ręcznik papierowy (opcja).

Typ ramy dolnej - F0

Rama F0 posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu. System jest rekomendowany dla osób, które rzadko przestawiają stół.

Tapicerka w serii Terapeuta - połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do masażu i rehabilitacji Terapeuta M-S5.F0 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

Kolory tapicerki LUX

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

OM006 - White

OM240 - Beige

OM315 - Sky

OM221 - Blue

OM314 - Cement

OM076 - Olive Grey

OM173 - Dark Brown

OM225 - Black

OM469 - Lima

OM157 - Forest

OM053 - Red

OM217 - Bordeaux

OM095 - Mostaza

OM075 - Orange

Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Terapeuta M-S5.F0

Personal Authorization System

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

Hallotronic®

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

Smart4Arms

Stół wyposażony w technologię Smart4Arms, która zapewnia płynną, bezśrubową regulację boczków zagłówka, opartą o mechanizm przesuwny z blokad. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem boczków zagłówka w czasie terapii,

Terapeuta M-S5.F0 ×

Stół do masażu i rehabilitacji Terapeuta M-S5.F0 znajduje szerokie zastosowanie w:

Gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji

Stół Terapeuta M-S5.F0 to profesjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o różnorodnych technikach terapeutycznych. Dzięki precyzyjnej regulacji wysokości i kąta nachylenia idealnie sprawdza się zarówno w terapiach manualnych, jak i zabiegach fizjoterapeutycznych. Wytrzymała konstrukcja

(nośność 225 kg) gwarantuje bezpieczeństwo podczas intensywnego użytkowania, a łatwa w dezynfekcji tapicerka spełnia najwyższe standardy higieniczne wymagane w placówkach medycznych. System Hallotronic® pozwala płynnie dostosować wysokość stołu do potrzeb terapeuty, optymalizując ergonomię pracy.

Sanatoriach i uzdrowiskach

Stół doskonale wpisuje się w specyfikę uzdrowiskowych zabiegów, łącząc funkcje rehabilitacyjne z relaksacyjnymi. Wodoodporna i termoodporna tapicerka sprawdza się podczas zabiegów z wykorzystaniem borowiny, solanek czy innych substancji stosowanych w balneoterapii. Możliwość szybkiego czyszczenia i dezynfekcji pozwala zachować najwyższe standardy higieny przy częstej rotacji pacjentów. Elegancki design stołu harmonijnie komponuje się z wystrojem stref SPA, zachowując przy tym wszystkie cechy profesjonalnego sprzętu medycznego.

Akcesoria opcjonalne

Klin Kaltenborna,

Kliny rehabilitacyjne,

Wałki rehabilitacyjne,

Półwałki rehabilitacyjne.

Wieszak na ręcznik papierowy TYP3,

Wieszak na ręcznik papierowy TYP4.

Mata ochronna,

Podkład higieniczny na twarz z wycięciem,

Prześcieradło jednorazowe.

Bananek do trakcji,

Pas stabilizacyjny do stołów.

Kąt regulacji zagłówka

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary każdej sekcji stołu

Kształt stołu TerapeutaM-S5.F0

Informacje:

Szerokość: 69 cm

Długość: 205 cm

Masa: 115 kg

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 – +40°	Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange
Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – +85°	Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 69 cm, 80 cm
Linia: Terapeuta	Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm
Liczba sekcji: 5	Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed: Nie, Tak
Typ stołu: Regulowana wysokość	
Zakres regulacji wysokości: 47 – 95 cm	
Typ regulacji wysokości: Elektryczna	
Maksymalne obciążenie: 225 kg	
Funkcja pionizacji: Nie	
Podgrzewane leże: Tak	
PAS: Tak	
Hallotronic: Tak	
Smart4Arms: Tak	
Grubość tapicerki: 40 mm	
Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)	