

Terapeuta M-P5.F0 - 5-sekcyjny stół do rehabilitacji, masażu z pivotem



Opis produktu:

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pivotem to profesjonalne urządzenie medyczne zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie pacjenta oraz ergonomii pracy terapeuty. Dzięki zaawansowanym technologią **Terapeuta M-P5.F0** idealnie sprawdzi się w gabinetach fizjoterapeutycznych, czy ośrodkach rehabilitacyjnych.

Kluczowe cechy

- **Elektryczna regulacja wysokości (system Hallotronic®)** – innowacyjne sterowanie za pomocą ramki wokół podstawy,
- **System Smart4Arms** – płynna, bezśrubowa regulacja bocznych zagłówek z automatyczną blokadą pozycji, zapobiegająca przypadkowym przesunięciom,
- **Pozycja pivota** sterowana elektronicznie **2 przełącznikami po obu stronach stołu**,
- **Personal Authorization System** – zabezpieczenie przed niepożądaną zmianą ustawień dzięki magnetycznym kluczom.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Terapeuta M-P5.F0 - 5-sekcyjny stół do rehabilitacji i masażu z pivotem

Terapeuta M-P5.F0 to specjalistyczny, pięciosekcyjny stół terapeutyczny zaprojektowany z myślą o kompleksowych zabiegach rehabilitacyjnych i masażu. Innowacyjna konstrukcja umożliwia dostosowanie pozycji do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz specyfiki wykonywanych procedur medycznych w gabinetach fizjoterapeutycznych i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Stół do rehabilitacji Terapeuta M-P5.F0 wyróżnia się wysokiej jakości wykonaniem i trwałością, co przekłada się na długotrwałe użytkowanie nawet przy intensywnej eksploatacji. Ergonomiczny design oraz funkcje stołu zwiększają efektywność przeprowadzanych zabiegów rehabilitacyjnych.

Innowacyjny system Smart4Arms zapewnia płynną, bezśrubową regulację bocznych zagłówka, opartą o mechanizm przesuwny z automatyczną blokadą. Mechanizm umożliwia modyfikację ustawień poprzez docisk dłonią, eliminując ryzyko niepożądanego przesunięcia bocznych zagłówka podczas procedur terapeutycznych.

Cechy charakterystyczne

5-sekcyjny stół do masażu z pozycją pivota,

pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu,

regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^{\circ}$),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,

Smart4Arms - płynna, bezśrubowa regulacja bocznych zagłówka, oparta o mechanizm przesuwny z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych zagłówka w czasie terapii,

łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej (od 0° do +85°),

uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej,

profile aluminiowe zwiększające stabilność sekcji nożnej,

unikatowy design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,

2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,

łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,

śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,

malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,

relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,

zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wypoziomowanie stołu,

wieszak na ręcznik papierowy (opcja).

Funkcja Pivot

Funkcja Pivot w stołach rehabilitacyjnych Meden-Inmed umożliwia precyzyjną, elektronicznie sterowaną regulację części środkowej leżyska za pomocą 2 przełączników po obu stronach stołu, co znajduje zastosowanie w zaawansowanych technikach terapii manualnej, osteopatycznej i neurofizjologicznej. System pozwala na dynamiczną modyfikację pozycji pacjenta bez opuszczania stołu. Zwiększa to efektywność procedur rehabilitacyjnych w leczeniu dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego oraz zabiegach fizykoterapii.

Typ ramy dolnej - F0

Rama F0 posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu. System jest rekomendowany dla osób, które rzadko przestawiają stół.

Tapicerka w serii Terapeuta - połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do badań Terapeuta M-P5.F0 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

Kolory tapicerki LUX

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

OM006 - White

OM240 - Beige

OM315 - Sky

OM221 - Blue

OM314 - Cement

OM076 - Olive Grey

OM173 - Dark Brown

OM225 - Black

OM469 - Lima

OM157 - Forest

OM053 - Red

OM217 - Bordeaux

OM095 - Mostaza

OM075 - Orange

Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Terapeuta M-P5.F0

Personal Authorization System

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

Hallotronic®

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

Smart4Arms

Stół wyposażony w technologię Smart4Arms, która zapewnia płynną, bezśrubową regulację boczków zagłówka, opartą o mechanizm przesuwny z blokad. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem boczków zagłówka w czasie terapii,

Terapeuta M-P5.F0 x

Stół do badań Terapeuta M-P5.F0 znajduje szerokie zastosowanie w:

Gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji

Stół Terapeuta M-P5.F0 to profesjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o różnorodnych technikach terapeutycznych. Dzięki precyzyjnej regulacji wysokości i kąta nachylenia idealnie sprawdza się zarówno w terapiach manualnych, jak i zabiegach fizjoterapeutycznych. Wytrzymała konstrukcja (nośność 225 kg) gwarantuje bezpieczeństwo podczas intensywnego użytkowania, a łatwa w dezynfekcji tapicerka spełnia najwyższe standardy higieniczne wymagane w placówkach medycznych. System Hallotronic® pozwala płynnie dostosować wysokość stołu do potrzeb terapeuty, optymalizując ergonomię pracy.

Sanatoriach i uzdrowiskach

Stół doskonale wpisuje się w specyfikę uzdrowiskowych zabiegów, łącząc funkcje rehabilitacyjne z relaksacyjnymi. Wodoodporna i termoodporna tapicerka sprawdza się podczas zabiegów z wykorzystaniem borowiny, solanek czy innych substancji stosowanych w balneoterapii. Możliwość szybkiego czyszczenia i dezynfekcji pozwala zachować najwyższe standardy higieny przy częstej rotacji pacjentów. Elegancki design stołu harmonijnie komponuje się z wystrojem stref SPA, zachowując przy tym wszystkie cechy profesjonalnego sprzętu medycznego.

Aksesoria opcjonalne

Klin Kaltenborna,

Kliny rehabilitacyjne,

Wałki rehabilitacyjne,

Półwałki rehabilitacyjne.

Wieszak na ręcznik papierowy TYP3,

Wieszak na ręcznik papierowy TYP4.

Mata ochronna,

Podkład higieniczny na twarz z wycięciem,

Prześcieradło jednorazowe.

Bananek do trakcji,

Pas stabilizacyjny do stołów.

Kąt regulacji zagłówka

Kąt regulacji sekcji środkowej

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary każdej sekcji stołu

Kształt stołu TerapeutaTerapeuta M-P5.F0

Informacje:

Szerokość: 69 cm

Długość: 205 cm

Masa: 115 kg

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 - +40°

Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 - +30°

Kąt regulacji sekcji tylnej: -30 - +85°

Linia: Terapeuta

Liczba sekcji: 5

Typ stołu: Regulowana wysokość

Zakres regulacji wysokości: 51 - 99 cm

Typ regulacji wysokości: Elektryczna

Maksymalne obciążenie: 225 kg

Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane leże: Tak

PAS: Tak

Hallotronic: Tak

Smart4Arms: Tak

Grubość tapicerki: 40 mm

Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange

Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 69 cm, 80 cm

Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm

Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed: Nie, Tak