



Terapeuta M-S7.F4 - 7-sekcyjny stół do rehabilitacji i masażu

Opis produktu:

7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji Terapeuta M-S7.F0 to profesjonalne urządzenie medyczne zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie pacjenta oraz ergonomii pracy terapeuty. Dzięki zaawansowanej technologii idealnie sprawdzi się w gabinetach fizjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych i klinikach medycyny sportowej.

Kluczowe cechy

- **7-sekcyjna konstrukcja** z regulacją zagłówka (od -70° do $+40^{\circ}$),
- **System Smart4Arms** – płynna, bezśrubowa regulacja bocznych zagłówków z automatyczną blokadą pozycji, zapobiegająca przypadkowym przesunięciom,
- **Elektryczna regulacja wysokości (system Hallotronic®)** – innowacyjne sterowanie za pomocą ramki wokół podstawy,
- **Personal Authorization System** – zabezpieczenie przed niepożądaną zmianą ustawień dzięki magnetycznym kluczom.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Terapeuta M-S7.F4 - 7-sekcyjny stół do rehabilitacji i masażu

Siedmiosekcyjna budowa zapewnia precyzyjne dopasowanie pozycji do potrzeb terapeutycznych. Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz regulowany jest w zakresie od -70° do $+40^{\circ}$ przy pomocy sprężyny gazowej, a sekcja nożna w zakresie od 0° do $+85^{\circ}$.

Personal Authorization System zabezpiecza przed niepożądaną zmianą ustawień dzięki magnetycznym kluczom dostępu. Stabilna stalowa rama wyposażona w relingi do mocowania pasów, otwory na bananki oraz gumowe stopki z regulacją wysokości zapewnia bezpieczeństwo i komfort podczas każdego zabiegu.

Innowacyjny system Smart4Arms zapewnia płynną, bezśrubową regulację bocznych zagłówka, opartą o mechanizm przesuwny z automatyczną blokadą. Mechanizm umożliwia modyfikację ustawień poprzez docisk dłonią, eliminując ryzyko niepożądanego przesunięcia bocznych zagłówka podczas procedur terapeutycznych.

Cechy charakterystyczne

7-sekcyjny stół do masażu,

regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^{\circ}$),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,

Smart4Arms - płynna, bezśrubowa regulacja bocznych zagłówka, oparta o mechanizm przesuwny z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych zagłówka w czasie terapii,

opuszczane boczki sekcji środkowej z półautomatycznym systemem blokowania,

regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do $+85^{\circ}$),

uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępny z obu stron stołu,

ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,

2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,

łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,

śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia,

malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,

relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,

zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

wieszak na ręcznik papierowy (opcja).

Typ ramy dolnej - F4

Rama posiada 4 unoszone koła kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe stopki. System pozwala na sprawne przemieszczanie stołu.

Tapicerka w serii Terapeuta - połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do badań Terapeuta M-S7.F4 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

Kolory tapicerki LUX

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

OM006 - White

OM240 - Beige

OM315 - Sky

OM221 - Blue

OM314 - Cement

OM076 - Olive Grey

OM173 - Dark Brown

OM225 - Black

OM469 - Lima

OM157 - Forest

OM053 - Red

OM217 - Bordeaux

OM095 - Mostaza

OM075 - Orange

Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Terapeuta M-S7.F4

Personal Authorization System

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

Hallotronic®

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

Smart4Arms

Stół wyposażony w technologię Smart4Arms, która zapewnia płynną, bezśrubową regulację boczków zagłówka, opartą o mechanizm przesuwny z blokad. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem boczków zagłówka w czasie terapii,

Terapeuta M-S7.F4 ×

Stół do badań Terapeuta M-S7.F4 znajduje szerokie zastosowanie w:

Gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji

Stół Terapeuta M-S7.F4 to profesjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o różnorodnych technikach terapeutycznych. Dzięki precyzyjnej regulacji wysokości i kąta nachylenia idealnie sprawdza się

zarówno w terapiach manualnych, jak i zabiegach fizjoterapeutycznych. Wytrzymała konstrukcja (nośność 225 kg) gwarantuje bezpieczeństwo podczas intensywnego użytkowania, a łatwa w dezynfekcji tapicerka spełnia najwyższe standardy higieniczne wymagane w placówkach medycznych. System Hallotronic® pozwala płynnie dostosować wysokość stołu do potrzeb terapeuty, optymalizując ergonomię pracy.

Sanatoriach i uzdrowiskach

Stół doskonale wpisuje się w specyfikę uzdrowiskowych zabiegów, łącząc funkcje rehabilitacyjne z relaksacyjnymi. Wodoodporna i termoodporna tapicerka sprawdza się podczas zabiegów z wykorzystaniem borowiny, solanek czy innych substancji stosowanych w balneoterapii. Możliwość szybkiego czyszczenia i dezynfekcji pozwala zachować najwyższe standardy higieny przy częstej rotacji pacjentów. Elegancki design stołu harmonijnie komponuje się z wystrojem stref SPA, zachowując przy tym wszystkie cechy profesjonalnego sprzętu medycznego.

Akcesoria opcjonalne

Klin Kaltenborna,

Kliny rehabilitacyjne,

Wałki rehabilitacyjne,

Półwałki rehabilitacyjne.

Wieszak na ręcznik papierowy TYP3,

Wieszak na ręcznik papierowy TYP4.

Mata ochronna,

Podkład higieniczny na twarz z wycięciem,

Prześcieradło jednorazowe.

Bananek do trakcji,

Pas stabilizacyjny do stołów.

Kąt regulacji zagłówka

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary każdej sekcji stołu

Kształt stołu TerapeutaTerapeuta M-S7.F4

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Stacjonarne stoły rehabilitacyjne

Stacjonarne stoły rehabilitacyjne zaprojektowane zostały, w celu wykonania różnorodnych terapii manualnych, takich jak masaż, terapia punktów spustowych, fizykoterapia, czy terapia w podwieszeniu. Stoły rehabilitacyjne wspomagają terapeutę w zabiegach łagodzenia objawów oraz

leczenia różnych schorzeń. W ofercie firmy Meden-Inmed znajdują się stoły wyposażone w elektryczną regulację wysokości oraz hydrauliczną.

Jak są konstruowane stoły rehabilitacyjne?

Konstrukcja stołów wykonana jest z wytrzymałych kształtowników stalowych pokrytych farbą proszkową, co zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Leże stołów do rehabilitacji pokryte jest tapicerką, dostępną w wielu wariantach kolorystycznych. Stoły rehabilitacyjne posiadają certyfikaty wytrzymałościowe oraz atesty higieniczne.

Stoły rehabilitacyjne wyposażone w dodatkowe akcesoria

Stoły rehabilitacyjne wyposażone są także w liczne opcje dodatkowe, takie jak regulowane podłokietniki, kółka jezdne czy piloty do regulacji wysokości, co umożliwia lepsze dopasowanie do potrzeb terapeutycznych. Dzięki nim, terapeuci mogą elastycznie dostosowywać stoły rehabilitacyjne do różnorodnych procedur terapeutycznych, co przekłada się na skuteczność i efektywność terapii.

Informacje:

Szerokość: 69 cm
Długość: 205 cm
Masa: 115 kg
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 – +40°
Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – +85°
Linia: Terapeuta
Liczba sekcji: 7
Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 47 – 95 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 225 kg
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Tak
PAS: Tak
Hallotronic: Tak
Smart4Arms: Tak
Grubość tapicerki: 40 mm
Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange
Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 69 cm, 80 cm
Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm
Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed: Nie, Tak