

Siedmiosekccyjny stół do masażu z Pivotem - Terapeuta M-P7.F4

Opis produktu:

Najbardziej funkcjonalny **stół do masażu M-P7.F4 z Pivotem** wyposażony jest w nowoczesne zabezpieczenie i zintegrowane systemy

- Stół **M-P7.F4** składa się z **4 unoszonych kółek** i **4 antypoślizgowych gumowych stopek**
- Funkcja **Pivota** sterowanego elektrycznie
- Regulacja podnóżka i zagłówka z pomocą **sprężyn gazowych**

Konfigurator stołów Terapeuta Sprawdź formy finansowania

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Siedmiosekcyjny stół do masażu z Pivotem - Terapeuta M-P7.F4

Najbardziej funkcjonalny stół do masażu, który został doceniony przez **terapeutów** na całym świecie. **Bardzo wytrzymały, stabilny, w pełni regulowany stół do masażu** pozwala na wygodną i komfortową pracę z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego **nowoczesny design** doskonale komponował się z **wnętrzem gabinetu**.

Nowoczesny stół do masażu

Stół do masażu i rehabilitacji Terapeuta M-P7.F4 wyposażony jest w nowoczesne zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu – zintegrowany **system autoryzacji PAS** oraz **system HalloTRONIC** umożliwiający komfortową regulację wysokości.

Ponadto **stół do masażu Terapeuta** posiada funkcje **Click** pozwalającą na zmianę regulacji bocznych sekcji środkowej z automatycznym systemem blokowania

PRODUCENT POLECA

HalloTronic - komfortowa regulacja wysokości

Regulowane boczki sekcji środkowej z automatycznym systemem blokowania

Wygodna regulacja zagłówek

Wyjątkowe doznania dla Twoich Pacjentów

Dla pacjenta komfort podczas zabiegu jest tak samo ważny, jak jego efekty. Z linią **stołów do masażu Terapeuta** możesz zagwarantować Pacjentom wygodę i **poczucie bezpieczeństwa** w czasie trwania terapii!

Elektryczny stół do masażu z serii Terapeuta posiada:

- Sprężystą i trwałą piankę,
- Płynną regulację wysokości i poszczególnych sekcji **stołu do masażu**,
- Otwór na twarz Pacjenta ułatwiający oddychanie,
- Wąskie łączenia sekcji **stołu do masażu**.

Siedmiosekcyjny stół do masażu z Pivotem - Terapeuta M-P7.F4

Stół do masażu i rehabilitacji - siedmiosekcyjny z Pivotem (Terapeuta M-P7.F4) to elegancki stół **używany** do użytku profesjonalnego. Pozwala na wykonanie masażu klasycznego, jak i zaawansowanych zabiegów rehabilitacji wymagających odpowiednich funkcji **stołu do rehabilitacji** i bogatego **osprzętu dodatkowego**. Dzięki wyjątkowej stabilności i cieczooodpornej tapicerce **stół do masażu M-P7.F4** zapewnia komfortową pracę terapeuty.

Stół do masażu Terapeuta M-P7.F4 - Technologie:

- **SmartS4Arms** - innowacyjny system płynnej, bezrubowej regulacji bocznych sekcji zagłówek, oparty o mechanizm przesuwny z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych sekcji zagłówek w czasie terapii,
- **Hallotronic®** - technologia, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i

stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,

- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego.

Stół do masażu Terapeuta M-P7.F4 - cechy charakterystyczne:

- stół **M-P7.F4** składa się z **4 unoszonych kółek** i **4 antypoślizgowych gumowych stopek**,
- wyjątkowo stabilna konstrukcja stołu pozwalająca na komfortową pracę,
- wysokość regulowana za pomocą elektrycznie sterowanej ramy dookoła podstawy,
- kąt nachylenia poszczególnych części leżyska regulowany za pomocą sprężyn gazowych,
- otwór na twarz pacjenta w zagłówek i zaślepka do otworu,
- uchwyty służące mocowaniu pasa do stabilizacji,
- szeroka oferta akcesoriów dodatkowych,
- wysokiej jakości atestowana tapicerka w kilku wersjach kolorystycznych,
- zagłówek z opuszczanymi boczками,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na 3 bananki,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- grubość gąbki 40 mm (standard) lub 50 mm (opcjonalnie za dopłatą),

Najwyższej jakości, wytrzymała, precyzyjnie wykańczana tapicerka dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej.

Nowoczesne zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu – zintegrowany system autoryzacji PAS.

Elegancki i ponadczasowy design oraz stabilna, ergonomiczna konstrukcja stołu dla większego komfortu pracy.

Antypoślizgowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb systemy jezdne - mobilne F4 lub wyjątkowo stabilne F0.

Obicie **stołu do masażu M-P7.F4** jest odporne na działanie wysokich temperatur.

Materiał wierzchni **stołu do masażu M-P7.F4** jest odporny na ciecze (woda, krew, solanka).

Stół do masażu M-P7.F4 pokryty jest miękką, elastyczną i komfortową powłoką.

Dwuwarstwowa tapicerka **stołu do masażu M-P7.F4** cechuje się odporną na zadrapania strukturą.

Akcesoria opcjonalne

- Klin Kaltenborna
- Kliny
- Wałki i Półwałki
- Wieszak na ręcznik papierowy TYP3

- Wieszak na ręcznik papierowy TYP4
- Mata ochronna
- Podkład higieniczny na twarz z wycięciem
- Rolka bibułowa na stół do masażu
- Bananek
- Pas do stabilizacji

Kąt regulacji zagłówka

Kąt regulacji sekcji środkowej

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary każdej sekcji stołu

Dane techniczne:

Ilość sekcji:	7
Kąt pochylenia zagłówka:	+ 40 / - 70°
Kąt pochylenia sekcji środkowej:	0 / + 30°
Regulacja części nożnej:	0 / + 85°
Regulacja wysokości [cm]:	51 - 99
Wymiary dł. x szer. x wys. [cm]:	205 x 69 x 51-99
Masa [kg]:	105/120
Maksymalne obciążenie [kg]:	225
Zasilanie:	230 V / 50 Hz

Informacje:

Ilość sekcji: 7
 Regulacja wysokości: elektryczna, za pomocą ramy
 Funkcja Pivot: Tak
 System jezdny: 4 kółka
 Rodzaje stołów: Stół do masażu i rehabilitacji

Model:

Kolor tapicerki: 00 - Ecrú - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 14 - Limonka - Standard, 15 - Błękitny - Standard, DOL-6701 White - Premium, DOL-6703 Ecrú - Premium, DOL-6731 Mango - Premium, DOL-6713 Chocolate - Premium, DOL-6718 Tangelo -

Premium, DOL-6722 Grass - Premium, DOL-6734
Quetzal - Premium, DOL-6738 Wine - Premium,
DOL-6724 Jet - Premium, DOL-6726 Artesian -
Premium, DOL-6739 Graphite - Premium,
DOL-6728 Black - Premium
Grubość tapicerki Terapeuta: 40 mm, 50 mm