

Terapeuta E-S2.F0 - 2-sekcyjny stół do badań




Opis produktu:

Terapeuta E-S2.F0 to profesjonalny **2-sekcyjny stół do badań i rehabilitacji** zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie pacjenta oraz ergonomii pracy **personelu medycznego**. Dzięki zaawansowanej technologii idealnie sprawdzi się w placówkach medycznych, klinikach diagnostycznych i sanatoriach.

Kluczowe cechy:

- **Elektryczna regulacja wysokości** (system Hallotronic®) – innowacyjne sterowanie za pomocą ramki wokół podstawy
- Regulacja zagłówka przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od -20° do $+85^{\circ}$) z wyprofilowanym otworem na twarz i zaślepką
- **Zagłówek stołu o przedłużonej długości (69 cm)**, co **usprawnia proces badań** i podnosi **komfort pacjenta** podczas procedur medycznych
- **Personal Authorization System** – zabezpieczenie przed niepożądaną zmianą ustawień dzięki magnetycznym kluczom

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Terapeuta E-S2.F0 - 2-sekcyjny stół do badań

Stół Terapeuta E-S2.F0 został zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań współczesnych placówek medycznych i centrów diagnostycznych. Dwusekcyjna konstrukcja z przedłużonym zagłówkiem (69 cm) umożliwia efektywne przeprowadzanie szerokiego zakresu badań obrazowych, neurologicznych oraz specjalistycznych procedur diagnostycznych. System Hallotronic® zapewnia precyzyjną regulację wysokości, co ma znaczenie szczególnie podczas długotrwałych procedur medycznych.

Terapeuta E-S2.F0 skutecznie wspiera codzienną praktykę w szpitalach, przychodniach specjalistycznych i gabinetach lekarskich. Konstrukcja stołu uwzględnia standardy ergonomii i bezpieczeństwa pracy personelu medycznego, redukując obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas wykonywania procedur medycznych. System Personal Authorization zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawień, co ma istotne znaczenie w jednostkach o dużym przepływie pacjentów i rotacji personelu. Stół umożliwia sprawne przeprowadzanie rutynowych badań profilaktycznych, konsultacji specjalistycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych, wspierając efektywność procedur medycznych i komfort pacjentów wymagających diagnostyki.

Cechy charakterystyczne

2-sekcyjny stół do masażu - rehabilitacja i badania,

regulacja zagłówka przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od -20° do $+85^{\circ}$),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,

ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyn gazowych zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,

2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,

łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,

śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,

malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,

otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,

zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

opcjonalnie relingi do zamocowania pasów lub 2 składane barierki boczne zabezpieczające przed spadnięciem pacjenta.

Typ ramy dolnej - F0

Rama F0 posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu. System jest rekomendowany dla osób, które rzadko przestawiają stół.

Tapicerka w serii Terapeuta - połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do badań Terapeuta E-S2.F0 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

Kolory tapicerki LUX

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

OM006 - White

OM240 - Beige

OM315 - Sky

OM221 - Blue

OM314 - Cement

OM076 - Olive Grey

OM173 - Dark Brown

OM225 - Black

OM469 - Lima

OM157 - Forest

OM053 - Red

OM217 - Bordeaux

OM095 - Mostaza

OM075 - Orange

Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Terapeuta E-S2.F0

Personal Authorization System

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

Hallotronic®

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

Terapeuta E-S2.F0 ×

Stół do badań Terapeuta E-S2.F0 znajduje szerokie zastosowanie w:

Placówkach medycznych

Stół Terapeuta E-S2.F0 to profesjonalne rozwiązanie medyczne dedykowane do codziennej praktyki w szpitalach, przychodniach specjalistycznych i gabinetach lekarskich. Dzięki precyzyjnej regulacji wysokości i kąta nachylenia zagłówek (od -20° do +85°) umożliwia sprawne przeprowadzanie badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych oraz procedur terapeutycznych. Wytrzymała konstrukcja (nośność 225 kg) gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów podczas intensywnego użytkowania w warunkach klinicznych, a łatwa w dezynfekcji tapicerka spełnia rygorystyczne standardy higieniczne wymagane w placówkach medycznych.

Sanatoriach i uzdrowiskach

Stół doskonale wpisuje się w specyfikę uzdrowiskowych zabiegów, łącząc funkcje rehabilitacyjne z relaksacyjnymi. Wodoodporna i termoodporna tapicerka sprawdza się podczas zabiegów z wykorzystaniem borowiny, solanek czy innych substancji stosowanych w balneoterapii. Możliwość szybkiego czyszczenia i dezynfekcji pozwala zachować najwyższe standardy higieny przy częstej rotacji pacjentów. Elegancki design stołu harmonijnie komponuje się z wystrojem stref SPA,

zachowując przy tym wszystkie cechy profesjonalnego sprzętu medycznego.

Aksesoria opcjonalne

Klin Kaltenborna,

Kliny rehabilitacyjne,

Wałki rehabilitacyjne,

Półwałki rehabilitacyjne.

Wieszak na ręcznik papierowy TYP1,

Wieszak na ręcznik papierowy TYP11.

Mata ochronna,

Podkład higieniczny na twarz z wycięciem,

Prześcieradło jednorazowe.

Bananek do trakcji,

Pas stabilizacyjny do stołów.

2 składane bariery boczne.

Relingi do zamocowania pasów,

Kąt regulacji zagłówka

Wymiary każdej sekcji stołu

Kształt stołu TerapeutaE-S2.F0

Informacje:

Szerokość: 69 cm

Długość: 200 cm

Masa: 115 kg

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -20 – +85°

Linia: Terapeuta

Liczba sekcji: 2

Typ stołu: Regulowana wysokość

Zakres regulacji wysokości: 47 – 95 cm

Typ regulacji wysokości: Elektryczna

Maksymalne obciążenie: 225 kg

Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane leże: Tak

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange

Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 69 cm, 80 cm

Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm

Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed: Nie, Tak

PAS: Tak

Hallotronic: Tak

Smart4Arms: Nie

Grubość tapicerki: 40 mm

Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)