


## Stół do terapii Bobath i Vojty - Safari Elephant B-S2.F4



### Opis produktu:

**Stół do terapii Bobath i Vojty - Safari Elephant B-S2.F4** wyposażony w **leżysko o szerokości 120 cm z elektryczną regulacją wysokości** za pomocą ramy wokół stołu. **Stół do terapii Bobath i Vojty** dostępny w 16 kolorach. Safari Elephant B-S2.F4 posiada system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, który wyposażony jest w dwa magnetyczne klucze dostępu.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Stół do terapii Bobath i Vojty - Safari Elephant B-S2.F4

Stół do terapii Bobath i Vojty Terapeuta B-S2.F4 to dwusekcyjny **stół** przeznaczony neurorehabilitacji **metodą Vojty i Bobath**. Umożliwia terapeutę przeprowadzenie **terapii** usprawniania ruchowego u dzieci z **zaburzeniami neurologicznymi**.

## Stół do terapii Bobath i Vojty Safari Elephant B-S2.F4 - cechy charakterystyczne:

- Dostosowany pod podnośniki pacjenta
- Stabilna konstrukcja i szeroki blat stołu zapewniają pełne bezpieczeństwo podczas pracy z najmłodszymi pacjentami
- Regulacja wysokości odbywa się za pomocą ramy zamontowanej u podstawy stołu
- Tapicerka w wielu wersjach kolorystycznych, z użyciem atestowanych materiałów
- Pełen komfort pracy i terapii zapewnia grubość dostępnej tapicerki - w standardzie 40mm lub 50mm (opcja)
- 2 sekcyjny stół do terapii według metody **Bobath** i **Vojty** z zagłówkiem regulowanym za pomocą sprężyny gazowej.
- Szerokie leżysko, zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas pracy z najmłodszymi pacjentami
- Malowana proszkowo bardzo stabilna konstrukcja stołu,
- Zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,
- Antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,
- Możliwość wyboru szerszego leżyska 140 cm (opcja),

## Ustawienia i wymiary:

Regulacja wysokości oraz kąt pochylenia zagłówka

Szerokość poszczególnych sekcji leżyska

## Dane techniczne:

Długość [cm]:	200
Wysokość [cm]:	50-99
Szerokość [cm]:	120
Kąt pochylenia zagłówka:	0 / + 85°
Kąt pochylenia sekcji środkowej:	-
Kąt pochylenia podnóżka:	-
Masa [kg]:	145
Maksymalne obciążenie [kg]:	200

**Informacje:**

**Model:**

Ilość sekcji: 2

Regulacja wysokości: elektryczna, za pomocą ramy

System jezdny: 4 kółka

Rodzaje stołów: Metoda Bobath i Voyta

Kolor tapicerki: 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 15 - Błękitny - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 00 - Ecrú - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 06 - Szary - Standard, 04 - Terakota - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 14 - Limonka - Standard