



## Terapeuta M-S3.F4 - 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

### Opis produktu:

**Stacjonarny 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji** to niezastąpione narzędzie pracy terapeuty, łączące ergonomię z zaawansowanymi technologiami. Zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań fizjoterapeutów oraz potrzeb pacjentów, stół sprawdzi się w specjalistycznych gabinetach rehabilitacyjnych, ośrodkach spa, klinikach odnowy biologicznej oraz sanatoriach.

### Kluczowe cechy

- System jezdny, składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowych stopek,
- Hallotronic® – system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu,
- Regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +85°),
- Personal Authorization System – system autoryzacji magnetycznej zapobiegający przypadkowej zmianie ustawień.

### Zdjęcia produktu:





## Szczegółowy opis produktu:

### Terapeuta M-S3.F4 - 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Stół rehabilitacyjny Terapeuta M-S3.F4 to profesjonalne rozwiązanie stworzone specjalnie dla nowoczesnych gabinetów fizjoterapii. Jego konstrukcja została opracowana z uwzględnieniem najbardziej wymagających standardów pracy terapeuty, zapewniając optymalne warunki do prowadzenia zabiegów masażu leczniczego, terapii manualnej oraz specjalistycznych procedur rehabilitacyjnych, przy zachowaniu maksymalnego komfortu pacjenta.

Wyjątkowa dbałość o szczegóły przejawia się w każdym elemencie - od ergonomicznego zagłówka z anatomicznym otworem na twarz, przez stabilną ramę ze stali malowanej proszkowo, aż po praktyczne dodatki jak bananki do trakcji, pasy stabilizacyjne oraz wieszak na ręcznik papierowy.

## Cechy charakterystyczne

3-sekcyjny stół do masażu,

łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej(od  $-70^{\circ}$  do  $+40^{\circ}$ ),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,

łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych(od  $0^{\circ}$  do  $+85^{\circ}$ ),

rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,

ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,

2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,

łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,

śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,

malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,

relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,

zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

wieszak na ręcznik papierowy (opcja).

## **Typ ramy dolnej - F4**

Rama posiada 4 unoszone koła kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe stopki. System pozwala na sprawne przemieszczanie stołu.

## **Tapicerka w serii Terapeuta - połączenie funkcjonalności i trwałości**

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do masażu i rehabilitacji Terapeuta M-S3.F4 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

## **Kolory tapicerki LUX**

### **Specyfikacja techniczna:**

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

**OM006 - White**

**OM240 - Beige**

**OM315 - Sky**

**OM221 - Blue**

**OM314 - Cement**

**OM076 - Olive Grey**

**OM173 - Dark Brown**

**OM225 - Black**

**OM469 - Lima**

**OM157 - Forest**

**OM053 - Red**

**OM217 - Bordeaux**

**OM095 - Mostaza**

**OM075 - Orange**

## **Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Terapeuta M-S3.F4**

### **Personal Authorization System**

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

### **Hallotronic®**

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

Terapeuta M-S3.F4 x

## **Stół do masażu i rehabilitacji Terapeuta M-S3.F4 znajduje szerokie zastosowanie w:**

### **Gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji**

Stół Terapeuta M-S3.F4 to profesjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o różnorodnych technikach terapeutycznych. Dzięki precyzyjnej regulacji wysokości i kąta nachylenia idealnie sprawdza się zarówno w terapiach manualnych, jak i zabiegach fizjoterapeutycznych. Wytrzymała konstrukcja (nośność 225 kg) gwarantuje bezpieczeństwo podczas intensywnego użytkowania, a łatwa w dezynfekcji tapicerka spełnia najwyższe standardy higieniczne wymagane w placówkach medycznych. System Hallotronic® pozwala płynnie dostosować wysokość stołu do potrzeb terapeuty, optymalizując ergonomię pracy.

### **Sanatoriach i uzdrowiskach**

Stół doskonale wpisuje się w specyfikę uzdrowiskowych zabiegów, łącząc funkcje rehabilitacyjne z relaksacyjnymi. Wodoodporna i termoodporna tapicerka sprawdza się podczas zabiegów z wykorzystaniem borowiny, solanek czy innych substancji stosowanych w balneoterapii. Możliwość szybkiego czyszczenia i dezynfekcji pozwala zachować najwyższe standardy higieny przy częstej rotacji pacjentów. Elegancki design stołu harmonijnie komponuje się z wystrojem stref SPA, zachowując przy tym wszystkie cechy profesjonalnego sprzętu medycznego.

### **Akcesoria opcjonalne**

Klin Kaltenborna,

Kliny rehabilitacyjne,

Wałki rehabilitacyjne,

Półwałki rehabilitacyjne.

Wieszak na ręcznik papierowy TYP3,

Wieszak na ręcznik papierowy TYP4.

Mata ochronna,

Podkład higieniczny na twarz z wycięciem,

Prześcieradło jednorazowe.

Bananek do trakcji,

Pas stabilizacyjny do stołów.

Kąt regulacji zagłówka

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary każdej sekcji stołu

Kształt stołu TerapeutaM-S3.F4

### Informacje:

Szerokość: 69 cm

Długość: 205 cm

Masa: 115 kg

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 – +40°

Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – +85°

Linia: Terapeuta

Liczba sekcji: 3

Typ stołu: Regulowana wysokość

Zakres regulacji wysokości: 47 – 95 cm

Typ regulacji wysokości: Elektryczna

Maksymalne obciążenie: 225 kg

Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane leże: Tak

PAS: Tak

Hallotronic: Tak

Smart4Arms: Nie

Grubość tapicerki: 40 mm

Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)

### Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange

Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 69 cm, 80 cm

Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm

Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed: Nie, Tak