

Podgrzewacz kamieni do masażu 17 litrów sterowany cyfrowo

Opis produktu:

Profesjonalny podgrzewacz kamieni do masażu o pojemności 17 litrów, dedykowany do zestawów: 45 i 64 kamieni.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podgrzewacz kamieni do masażu 17 litrów sterowany cyfrowo

Profesjonalny podgrzewacz do kamieni o pojemności 17 litrów, dedykowany do zestawów: 45 i 64 kamieni.

Dane techniczne:

elektroniczny programator temperatury,	
obudowa ze stali nierdzewnej,	
pokrywa z aluminium,	
pojemnik na kamienie,	
duże, bezpieczne uchwyty,	
łyżka do wyjmowania kamieni,	
pojemność podgrzewacza:	17 litrów
waga:	8,3 kg
wymiary:	38 cm (szerokość) x 64 cm (długość) x 28 cm (wysokość)
moc znamionowa:	1200 W

Informacje:

Model: