




Eragon Compact

Opis produktu:

Nowa seria instrumentów monopolarnych, jednoczęściowych, przeznaczonych do zabiegów endoskopowych – chwytania, manipulacji i cięcia oraz dysekcji miękkich fragmentów tkanki i organów.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Eragon Compact to nowa seria instrumentów monopolarnych, jednoczęściowych, przeznaczonych do zabiegów endoskopowych – chwytania, manipulacji i cięcia oraz dysekcji miękkich fragmentów tkanki i organów.

Zalety:

- Nowoczesny, ergonomiczny uchwyt
- Narzędzia jednoczęściowe są natychmiast gotowe do pracy bez konieczności montażu
- Dźwignia blokująca uchwyt jest umieszczona po obu stronach uchwytu – to rozwiązanie ułatwia pracę operatorom leworęcznym
- Kanał płuczący ułatwia efektywne czyszczenie. Instrumenty Eragon Compact posiadają certyfikat dotyczący higieny wydany przez niezależne laboratorium SMP Tuebingen, Niemcy
- Wyjątkowo atrakcyjna cena w porównaniu z instrumentami modularnymi
- Do wyboru 30 różnych końcówek

Informacje:

Opcje produktu: