

## Narzędzia bipolarne Eragon

### Opis produktu:

**Instrumenty bipolarne**, modularne najnowszej generacji przeznaczone do wykonywania zabiegów laparoskopowych. Różnego typu narzędzia bipolarne **Eragon** są przystosowane do chwytania, manipulacji, cięcia i dysekcji fragmentów tkanek i organów. Wykorzystując narzędzia **Eragon** jest możliwe przeprowadzenie koagulacji i hemostazy prądem biopolarnym o wysokiej częstotliwości.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

### Zalety instrumentów Eragon:

- niezwykle nowoczesny i ergonomiczny uchwyt
- narzędzia bipolarne występują w długości standardowej oraz bariatrycznej, średnica 5,5 mm
- intuicyjna obsługa - z wykorzystaniem systemu "Click-it"
- przystosowane do pracy z osobami zarówno prawo jak i leworęcznymi
- precyzyjna izolacja pomiędzy końcówką a płaszczem zabezpiecza przed przypadkową koagulacją tkanek
- równoległe zamykające się końcówki zapobiegają wypadnięciu tkanki
- duża możliwość wyboru typu narzędzia bipolarnego

### Informacje:

Kategoria: Bipolarne narzędzia laparoskopowe

### Model: