

WKS - Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi



Opis produktu:

Urządzenie do hydroterapii umożliwiające rehabilitację stóp i podudzi z wykorzystaniem delikatnego masażu wirowego. **Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi** jest wyposażone w trzydzieści osiem funkcjonalnych dysz powietrznych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WKS - Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa

Urządzenie do masażu wirowego **WKR** to urządzenie przeznaczone do rehabilitacji kończyn dolnych i kręgosłupa. Kąpiele z masażem wirowym są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych oraz w celu łagodzenia zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego. Urządzenie **WKR** zapewnia efektywny 2-strefowy masaż wirowy, a jego funkcjonalność sprostą oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Cechy charakterystyczne:

Akrylowa niecka wzmocniana matami z włókna szklanego

38 dysz do masażu wirowego

Pojemność zabiegowa: ok. 45 l

Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho

Sterowany elektronicznie system odkamieniania wody

Czujnik temperatury wody

Słuchawka prysznicowa

Masaż wirowy przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile

Krzesło obrotowe w zestawie

Urządzenie jest sprzedawane razem z fotelem.

Wymiary: (szer. x wys.) siedziska 460 x 420 mm, oparcia 400 x 290 mm.

Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 190 mm w zakresie 450-640 mm.

Podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana została z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym.

Mechanizm CPT, który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska.

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	45
Pojemność do przelewu [l]:	65
Liczba dysz [szt]:	38
Pobór prądu: [A]:	5
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	98 x 90 x 62
Bezpieczeństwo elektryczne:	Klasa I, Typ B
Masa [kg]:	45

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Pojemność zabiegowa [l]: 45
Pojemność do przelewu [l]: 65
Liczba dysz: 38

Model:

Kolor: Calypso, Biały
Wirowka WKG i WKS: -, Automatyczne
napełnianie