


Massageball Reflex - Piłka do masażu o śr. 6/8/9/10 cm - dwupak



Opis produktu:

Komplet 2 szt. piłek do masażu **Massageball Reflex** o śr. 6/8/9/10 cm - niebieskie lub zielone. Przeznaczone są do stymulacji i relaksacji mięśni, pobudzania stref refleksogennych oraz poprawy krążenia krwi.

Dzięki odpowiedniej twardości i elastycznym wypustkom zapewniają intensywny, a jednocześnie komfortowy masaż. Doskonale sprawdzą się zarówno w **terapii manualnej, rehabilitacji**, jak i w **codziennym użytku domowym**.

Zastosowanie:

Terapia manualna

Relaksacja

Terapia powięziowa

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Massageball Reflex - profesjonalne piłki do masażu

Massageball Reflex to wykonane z PCV, przezroczyste piłki z wypustkami o średnicy **6 cm, 8 cm, 9 cm oraz 10 cm**. Dostępne są w kolorze **niebieskim (6 cm / 9 cm)** lub **zielonym (8 cm / 10 cm)**. Swoją wszechstronność zawdzięczają starannemu wykonaniu oraz **większej twardości niż SENSYBALL**, co pozwala uzyskać intensywniejszy efekt stymulacji. Produkt znajduje zastosowanie zarówno w warunkach domowych, jak i w placówkach publicznych - salonach masażu, szkołach, ośrodkach rehabilitacyjnych czy przedszkolach.

Piłki zostały stworzone przede wszystkim do **masażu pobudzającego i relaksującego mięśnie**. Regularne stosowanie wspiera **stymulację stref refleksogennych**, zwiększa skuteczność terapii dłoni oraz przyczynia się do **poprawy krążenia krwi**. Dzięki odpowiednio dobranej twardości i elastycznym wypustkom zapewniają skuteczne, a jednocześnie komfortowe działanie terapeutyczne.

Proszę pamiętać, że rozmiary piłek wymienione w ofercie są przybliżone ze względu na używane do produkcji materiały oraz samą produkcję.

Informacje:

Materiał: PVC
 Zastosowanie: Rehabilitacja dłoni i wzmacnianie chwytu
 Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń
 Rozmiar: Małe piłki
 Kolor: niebieski
 Kolor: zielony
 Średnica: 10 cm
 Średnica: 6 cm
 Średnica: 8 cm
 Średnica: 9 cm

Model:

Rozmiar (centymetry): 6 cm / 2 sztuki, 8 cm / 2 sztuki, 9 cm / 2 sztuki, 10 cm / 2 sztuki