

Pompa histeroskopowa Hystero Pump II

Opis produktu:

Pompa histeroskopowa **Hystero Pump II** służy do kontrolowanego wypełnienia jamy macicy płynem. **Hystero Pump II** jest rolkową pompą płuczącą, która doskonale współpracuje z histeroskopami i resektoskopami.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Pompę Hystero Pump II cechuje:

- „Best Flow” czyli automatyczne wykrywanie narzędzia dla optymalizacji przepływu i ciśnienia szczególnie dla instrumentów z małą średnicą kanału
- W warunkach utrudnionej widoczności możliwość zastosowania trybu „High-Flow”(500ml/min) oraz trybu „High-Pressure”(15-150 mmHg)
- Współpraca z resektoskopami monopolarnymi – Purisol , Manitol itp.
- Współpraca z resektoskopami bipolarnymi – 0,9% NaCl
- Łatwa obsługa
- Czytelny wyświetlacz na panelu czołowym urządzenia prezentujący przepływ i ciśnienie w postaci cyfrowej i graficznej
- Możliwość zastosowania drenów wielorazowego użytku lub jednorazowych

Wyświetlacz deficytu

Możliwość wyposażenia pompy w **Fluid Monitoring Module** – mobilny system do dokładnego

monitorowania ilości podanego i odzyskanego płynu używanego do wypełnienia jamy macicy podczas zabiegu histeroskopii czy resekcji. Zestaw składa się z wyświetlacza, uchwytu dla worków z płynem oraz pięciu pojemników zamontowanych na mobilnym standzie.

Informacje:

Model: