

Histeroskop kompaktowy 3,8 mm

Opis produktu:

Histeroskop kompaktowy 3,8 mm –
najcieńszy histeroskop kompaktowy na rynku



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Histeroskop kompaktowy 3,8 mm – najcieńszy histeroskop kompaktowy na rynku

- Idealny do tzw. „officehysteroscopy”, czyli do histeroskopii ambulatoryjnej
- Średnica zewnętrzna tylko 3,8 mm
- Mimo tak niewielkich rozmiarów zainstalowano w nim najwyższej jakości optykę soczewkową PANOVIEW , a nie światłowodową, co znacznie poprawia jakość obrazu
- Kąt optyki 30°
- Posiada niezależne kanały dopływu, odpływu i kanał roboczy, co pozwala uniknąć spadku przepływu po wprowadzeniu narzędzia
- Kanał roboczy „na wprost” dla instrumentów 5 Fr jest dużo bezpieczniejszy dla narzędzi

- Współpracuje z elektrodami w tym z Bipotrodą.

Informacje:

Kategoria: Histeroskopia kompaktowa

Model: