

Podwieszka do przemieszczania pacjenta UNIVERSAL BASIC

Opis produktu:

Podwieszka uniwersalna, max. udźwig 275 kg, rozmiary od XS do XXL, materiał poliester.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka bez podparcia głowy jest przeznaczona dla osób, które posiadają dobrą kontrolę nad utrzymaniem głowy. Podwieszka zapewnia bardzo dobre podparcie wokół ud i górnej części ciała dając użytkownikowi poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Używana jest do przemieszczania z pozycji siedzącej lub leżącej.

Dla osób, które nie mają stabilności tułowia.

Wymiary podwieszek

Informacje:

Model:

Podnośniki rozmiary podwieszek: S, M, L, XL, bariatryczna