

Podwieszka do przemieszczania pacjenta UNIVERSAL COMFORT z podparciem głowy



Opis produktu:

Podwieszka uniwersalna z podparciem głowy,
max. udźwig 275 kg, rozmiary od S do XL,
materiał poliester.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka uniwersalna z podparciem głowy, max. udźwig 275 kg, rozmiary od S do XL.

Wymiary podwieszek

Informacje:

Model:

Podnośniki rozmiary podwieszek: S, M, L, XL,
bariatryczna