



Saturator CO2 Carbosat

Opis produktu:

Nowoczesny, wysokowydajny **aparat do nasycania wody dwutlenkiem węgla** Carbostat. **Saturator** pozwala na podłączenie pięciu **wanien do hydroterapii**, urządzenie pracuje w czasie rzeczywistym.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Carbosat - Saturator kolumnowy - Wysokowydajny aparat do nasycania wody dwutlenkiem węgla

Carbosat to nowoczesny, wysokowydajny **aparat do nasycania wody dwutlenkiem węgla**. **Saturator kolumnowy** absorpcyjny, pracuje w trybie ciągłym - użytkownik może pobierać na bieżąco wodę nasyconą CO2 z niesyfonowanej butli. **Saturator Carbosat** wyróżnia możliwość prowadzenia 5 kąpiei kwasowęglowych jednocześnie, zbiornik o pojemności 160 l, z atestem UDT.

Dane techniczne:

Wydajność:	max. 50 l / minutę
Wymiary (wys. / średnica):	187 cm / 32,4 cm
Masa:	120 kg
Pobór mocy:	60 W
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Bezpieczeństwo elektr.:	klasa I, typ B
Maksymalna liczba podłączonych wanien:	5

Informacje:

Wydajność: max. 50 l / minutę

Pobór mocy: 60 W

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Masa urządzenia: 120 kg

Klasa ochronności / typ części aplikacyjnej: klasa I, typ B

Wymiary (wys. / średnica): 187 cm / 32,4 cm

Maksymalna liczba podłączonych wanien: 5

Model: