

Podwieszka do przemieszczania pacjenta SLING ERGO COMFORT

Opis produktu:

Podwieszka o podwyższonym komforcie (np. dla osób po amputacjach), max. udźwig 275 kg, rozmiary od S do XL.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka o podwyższonym komforcie (np. dla osób po amputacjach), max. udźwig 275 kg, rozmiary od S do XL.

Wymiary podwieszek

Informacje:

Opcje produktu: