

## Podwieszka toaletowa SLING ERGO TOILET

### Opis produktu:

Podwieszka toaletowa, max. udźwig 275 kg,  
rozmiary od XS do XXL, materiał poliestrowy.



### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka zapewnia wyprostowaną postawę, która umożliwia właściwą pozycję użytkownika.

Podwieszka ma szeroki otwór wokół dolnej części ciała, który sprawia, że czynności toaletowe, jak i zmiana ubrań są ułatwione.

Używana jest do przemieszczania do i z toalety.

Przeznaczona dla osób z dobrą kontrolą górnej części ciała, jak i głowy.

Stosowana do przemieszczania z pozycji siedzącej, lub półsiedzącej.

### Wymiary podwieszek

### Informacje:

### Model:

Podnośniki rozmiary podwieszek: S, M, L, XL,  
bariatryczna