


## Wanna do hydroterapii Aquameden

### Opis produktu:

**Wanna z biczem wodnym do manualnego masażu podwodnego.** Cechuje się wyjątkowo ekonomicznym zużyciem wody. Wygodę użytkowania zapewnia **elektroniczny panel sterujący**, czujniki temperatury wody. **Wanna do hydroterapii Aquameden** umożliwia rehabilitację i łagodzenie dolegliwości bólowych przez hydromasaż



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Wanna do hydroterapii Aquameden

**Aquameden** to wanna do hydroterapii przeznaczona do masażu podwodnego. Umożliwia rehabilitację i łagodzenie dolegliwości bólowych przez hydromasaż wykonywany z użyciem dysz wodnych i efektywny masaż podwodny, dzięki wykorzystaniu bicia wodnego wyposażonego w płynną regulację ciśnienia wody.

Wanna składa się z korpusu z wysokiej jakości akrylu (wzmocniony poliestrowym laminatem dla przedłużenia trwałości) z pulpitem sterującym. **Czterostronna obudowa** urządzenia chroni ją przed uszkodzeniami zapewniając jednocześnie estetyczny i nowoczesny wygląd. **Wanna do hydroterapii Aquameden** osadzona jest na czterech, regulowanej wysokości nóżkach wykończonych gumowymi ochronnymi nasadkami.

#### Opcje dodatkowe:

- **JETS 11:** 11 dysz do hydromasażu automatycznego (2 x 4 boczne + 3 na plecy),
- **CHROMO 12:** Kąpiel z wykorzystaniem efektów świetlnych: 12 pojedynczych źródeł światła,
- **CHROMO 24:** Kąpiel z wykorzystaniem efektów świetlnych: 24 pojedyncze źródła światła,
- **CHROMO 36:** Kąpiel z wykorzystaniem efektów świetlnych: 36 pojedynczych źródeł światła,
- **AUDIO:** głośniki o wysokiej jakości dźwięku, zainstalowane pod obudową urządzenia. Do odtwarzania muzyki wymagany jest dowolny odtwarzacz cd / mp3 / wma wyposażony w wyjście, słuchawkowe MINI JACK. Sterowanie odbywa się z poziomego panelu lub pilota wchodzącego w skład odtwarzacza,
- **AROMA:** zbiornik na jeden zapach, zapach dozowany podczas zabiegu za pomocą jednego przycisku,
- **AIR 56:** 8 dysz powietrznych do masażu pępekowego, każda po 7 otworów, niezależna pompa powietrza.

#### Akcesoria:

- Stopnie do wanny bez poręczy,
- Stopnie prostokątne do wanny bez poręczy,
- Stopnie prostokątne do wanny z poręczą,
- Poduszka pod głowę JUNIOR.

#### Cechy charakterystyczne:

- w wyposażeniu standardowym bicz do masażu podwodnego z nasadką z dyszą o średnicy 7 mm
- opcja dokupienia wymiennych końcówek bicia wodnego
- bicz wodny jest wyposażony we wskaźnik ciśnienia wody
- (dodatkowa opcja) 11 dysz - trzy przeznaczone na plecy i osiem dysz bocznych do hydromasażu
- siła hydromasażu może być regulowana z użyciem pokrętła napowietrzającego lub przez zawór dysz
- pompa jest wbudowana w wannę, charakteryzuje się wydajnością do 80 l/min. przy ciśnieniu 0-4,5 bar
- wanna jest wyposażona w system zabezpieczający przed uruchomieniem pompy na sucho
- zasilanie wodą pochodzi z sieci wodociągowej - woda ciepła i zimna
- instalacja wodna (z wyjątkiem złączy i zaworów) wykonana z rurki miedzianej oraz PCV
- wbudowany system zapewniający dezynfekcję wanny
- wbudowane poręcze umożliwiające zachowanie pozycji pacjenta podczas zabiegu, dodatkowe dwa uchwyty
- ergonomiczny kształt niecki pozwalający na komfortowe ułożenie pacjenta

#### Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa:	min. 350 l
Pojemność do przelewu:	500 l
Czas napełnienia / spustu:	ok. 6,0 / 4,5 minut
Pobór prądu:	12 A
Ciśnienie bicza:	0 - 4,5 bara
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	232 cm x 100 cm x 93 cm
Masa (z pełnym wyposażeniem):	230 kg
Bezpieczeństwo elektr.:	klasa I, typ B
Maksymalna masa pacjenta	135 kg

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

### Informacje:

Pojemność zabiegowa [l]: 250  
 Pojemność do przelewu [l]: 550

### Model:

Kolor: Calypso, Biały  
 Chrome 2R: nie, 12 źródeł światła, 24 źródła światła, 36 źródeł światła  
 Audio: nie, tak  
 Aroma: nie, tak  
 Jets 11: nie, tak  
 AIR 56 Aquameden: nie, tak