



Aparat Combi 400M ze stolikiem MOBILE 400

Opis produktu:

Aparat do terapii skojarzonej i symultanicznej (elektroterapia i ultradźwięki) z opcją laseroterapii. Wyposażone w **dwuczęstotliwościową głowicę 1 i 3 MHz / 4 cm²** i kolorowy wyświetlacz dotykowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aparat Combi 400M ze stolikiem MOBILE 400

Combi 400 - od ponad 30 lat Gymna jest cenioną marką na rynku fizjoterapii i rehabilitacji. Ergonomiczna konstrukcja, wysoki profesjonalny standard i użycie wysokiej jakości materiałów zapewniły produktom Gymna doskonałą renomę na całym świecie. Gymna oznacza funkcjonalność, niepowtarzalne wzornictwo oraz łatwość obsługi.

Gymna serii 400 łączy w sobie inteligentne rozwiązania z wiodącą technologią. Dzięki rewolucyjnemu kolorowemu ekranowi dotykowemu, urządzenie można obsługiwać w prosty i logiczny sposób. Ekran jest intuicyjnie zaprojektowany i w sposób przejrzysty prowadzi przez dostępne funkcje.

Cechy charakterystyczne:

- hybrydowe głowice ultradźwiękowe z wizualną i akustyczną kontrolą kontaktu,
- 2 oddzielne regulatory natężenia,
- port USB do aktualizacji protokołów,
- ekran dotykowy,

- ponad 700 wbudowanych protokołów leczniczych,
- 12 programów diagnostycznych (krzywa I/t, reobaza, chronaksja),
- obrazy 3D ułatwiające prawidłowe umieszczenie elektrod,
- czytelne menu: klawisze bezpośredniego dostępu umożliwiające wybór pożądanego typu zabiegu z menu poprzez wybór z listy celów terapeutycznych, z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru programu,
- 500 wolnych miejsc w pamięci (własny program / ulubione / wyniki diagnostyczne),
- zintegrowana lista przeciwwskazań,
- biblioteka anatomiczna,
- kolorowy dotykowy wyświetlacz TFT, o przekąt. 10,4 cala (SVGA: 800 x 600 px),
- każdy rodzaj terapii oznaczony innym kolorem,
- możliwość indywidualizacji interfejsu użytkownika.

Terapie:

- Elektroterapia (2 niezależne kanały)
- Terapia ultradźwiękowa (1 i 3 MHz), jono- i fonoforeza,
- Laseroterapia
- Terapia skojarzona
- Jednoczesne leczenie

Akcesoria standardowe:

- 340 406 - kable do elektrod (2 szt.),
- 340 468 - elektrody gumowe 6 x 8 (4 szt.),
- 100 658 - torebki wiskozowe 6 x 8 cm (4 szt.),
- 108 935 - pasy mocujące 5 x 60 cm (4 szt.),
- 340 204 - głowica ultradźwiękowa 4 cm² (1 i 3 MHz),
- 115 684 - skala VAS,
- 340 505 - rysik do ekranu dotykowego,
- 100 016 - żel kontaktowy 500 ml,
- 330 803 - złącze do testowania.

Akcesoria dodatkowe:

- 340 201 - głowica ultradźwiękowa 1 cm² (1 i 3 MHz),
- 340 252 - sonda laserowa 1-diodowa o mocy 70,5 mW,

Aparat Combi 400M - więcej informacji

Medyczny przewodnik

Medyczny e-book jest kompletnym materiałem źródłowym, zintegrowanym z urządzeniem. Są w nim poglądowe ilustracje oraz opisy wyjaśniające pacjentowi warunki i metody leczenia. Użytkownik ma zawsze dostęp do informacji medycznych, aby przekazać pacjentowi najnowsze informacje w trakcie leczenia. Zarówno Ty jak i Twój pacjent możecie skorzystać z tych cennych zasobów, które są dostępne w każdym momencie.

Przemysłany projekt

Aparat Combi 400 został stworzony w oparciu o najnowsze trendy. Unikalnie zaprojektowany produkt, który łączy w sobie łatwość obsługi z osiągnięciami najnowszej techniki. To dzieło sztuki użytkowej powinno znaleźć się w każdym nowoczesnym gabinecie.

- Duży kolorowy ekran dotykowy TFT (10,4 cala, 800 x 600 pikseli, SVGA).
- Doskonały kąt widzenia dla Ciebie i Twojego pacjenta.

Funkcjonalność

Aparat **Combi 400** został zaprojektowany zgodnie z innowacjami, które czynią codzienną pracę znacznie łatwiejszą. Urządzenie odpowiada najwyższym standardom jakościowym, aż do najdrobniejszych szczegółów. Prosta obsługa oraz intuicyjny interfejs pozwalają terapeutce przejść przez dostępne funkcje.

- 2 oddzielne regulatory natężenia.
- Port USB do aktualizacji protokołów.
- Ekran dotykowy.
- Hybrydowe głowice ultradźwiękowe z wizualną i akustyczną kontrolą kontaktu.

Medyczny E-book

Gymna idzie z duchem najnowszych międzynarodowych badań naukowych. Wszystkie zaprogramowane protokoły zostały stworzone przez wiodące uczelnie i ekspertów.

- Automatyczny wybór najodpowiedniejszej terapii i najlepszych parametrów.
- Zawsze na bieżąco, dzięki zintegrowanemu portowi USB.

Prezentacja Combi 400:

Informacje:

Liczba kanałów: 2
Mobilność: Brak akumulatora
Typy prądów: Diadynamiczne
Typy prądów: Galwaniczne
Typy prądów: Interferencyjne
Typy prądów: TENS
Opcje dodatkowe: Programy własne
Opcje dodatkowe: Biblioteka anatomiczna
Opcje dodatkowe: Elektrodiagnostyka

Model: