

Aparat do elektroterapii Combi 400 V



Opis produktu:

Nowoczesny aparat do terapii skojarzonej i symultanicznej (elektroterapia i ultradźwięki) z opcją laseroterapii, wyposażone w dwuczęstotliwościową głowicę 1 i 3 MHz / 4 cm², kolorowy wyświetlacz dotykowy oraz dwukanałowy moduł podciśnienia.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Combi 400 V - Od ponad 30 lat Gymna jest cenioną marką na rynku fizjoterapii i rehabilitacji. Ergonomiczna konstrukcja, wysoki profesjonalny standard i użycie wysokiej jakości materiałów zapewniły produktom Gymna doskonałą renomę na całym świecie. Gymna oznacza funkcjonalność, niepowtarzalne wzornictwo oraz łatwość obsługi.

Gymna serii 400 łączy w sobie inteligentne rozwiązania z wiodącą technologią. Dzięki rewolucyjnemu kolorowemu ekranowi dotykowemu, urządzenie można obsługiwać w prosty i logiczny sposób. Ekran jest intuicyjnie zaprojektowany i w sposób przejrzysty prowadzi przez dostępne funkcje.

Wielki krok naprzód

Dzięki urządzeniom nowej generacji Therapy System (GTS2), Gymna jeszcze raz pokazuje, że jest w czołówce producentów sektora fizjoterapii. GTS2 jest w pełni zintegrowany z urządzeniami serii 400. Oferuje on szereg nowych funkcji i więcej protokołów leczenia.

GTS2 ma trzy istotne cechy:

1. Medyczny przewodnik. 2. Przyjazna dla użytkownika nawigacja. 3. Terapie oparta na dowodach.

Medyczny przewodnik

Medyczny e-book jest kompletnym materiałem źródłowym, zintegrowanym z urządzeniem. Są w nim poglądowe ilustracje oraz opisy wyjaśniające pacjentowi warunki i metody leczenia. Użytkownik ma zawsze dostęp do informacji medycznych, aby przekazać pacjentowi najnowsze informacje w trakcie leczenia. Zarówno Ty jak i Twój pacjent możecie skorzystać z tych cennych zasobów, które są dostępne w każdym momencie.

Nawigacja z przewodnikiem

GTS2 pozwala przeglądać menu szybko i bez trudu, od przycisków bezpośredniego wyboru terapii aż do wyboru dowolnego obszaru ciała. Każdy terapeuta może znaleźć idealny program dla dowolnego pacjenta w ciągu kilku sekund. Jedno dotknięcie wystarczy, aby rozpocząć zabieg!

Medyczny E-book

Gymna idzie z duchem najnowszych międzynarodowych badań naukowych. Wszystkie zaprogramowane protokoły zostały stworzone przez wiodące uczelnie i ekspertów.

- Automatyczny wybór najodpowiedniejszej terapii i najlepszych parametrów.
- Zawsze na bieżąco, dzięki zintegrowanemu portowi USB.

Przemyślany projekt

Aparat Combi 400 V został stworzony w oparciu o najnowsze trendy. Unikalnie zaprojektowany produkt, który łączy w sobie łatwość obsługi z osiągnięciami najnowszej techniki. To dzieło sztuki użytkowej powinno znaleźć się w każdym nowoczesnym gabinecie.

- Duży kolorowy ekran dotykowy TFT (10,4 cala, 800 x 600 pikseli, SVGA).
- Doskonały kąt widzenia dla Ciebie i Twojego pacjenta.

Funkcjonalność

Aparat Combi 400 V został zaprojektowany zgodnie z innowacjami, które czynią codzienną pracę znacznie łatwiejszą. Urządzenie odpowiada najwyższym standardom jakościowym, aż do najdrobniejszych szczegółów. Połączenie najwyższej jakości wykonania z prostotą obsługi sprawia, że i Ty i Twój pacjent zauważycie różnice.

- Hybrydowe głowice ultradźwiękowe z wizualną i akustyczną kontrolą kontaktu.
- 2 oddzielne regulatory natężenia.
- Port USB do aktualizacji protokołów.
- Ekran dotykowy.

Prostota obsługi

Z urządzeniem Combi 400 V, samodzielnie wybierasz sposób leczenia. Uporządkowana nawigacja pozwala na łatwe przeglądanie różnych elementów menu. Projekt graficzny ekranu dotykowego umożliwia łatwą i prostą pracę ze wszystkimi aplikacjami serii 400. To całkowicie nowe doświadczenie dla użytkownika!

- Ponad 800 wbudowanych protokołów leczniczych.
- Umieszczenie elektrody za pomocą obrazów 3D.
- Klawisze bezpośredniego wyboru terapii, cele, lista wskazań, wybór obszaru ciała.
- Diagnostyka.
- 500 wolnych miejsc w pamięci (własny program / ulubione / wyniki diagnostyczne).
- Zintegrowana lista przeciwwskazań.
- Biblioteka anatomiczna.

Terapie:

Elektroterapia (2 niezależne kanały)Terapia ultradźwiękowa (1 i 3 MHz)LaseroterapiaTerapia skojarzonaJednoczesne leczeniePodciśnienie

Interfejs użytkownika:

Kolorowy wyświetlacz TFT, o przekąt. 10,4 cala (SVGA: 800 x 600 px)Ekran dotykowy2 oddzielne regulatory natężeniaGTS 2Medyczny E-book: biblioteki anatomicznePomoc i ekrany informacyjnePrzyciski bezpośredniego wyboru terapiiProtokoły: cele, wykaz oznaczeń, wybór dla każdego obszaru ciałaZdjęcia 3D umieszczania elektrodDiagnoza (krzywa I-t, reobaza, chronaksja)Lista przeciwwskazańPamięć: 500 wolnych miejsc - ulubione / własne programy

Akcesoria standardowe:

Kable do elektrod (2 szt)Elektrody gumowe (2 szt) 2xTorebki wiskozowe 6x8 cm (4 szt)Pasy mocujące 5 x 60 cm (4x)Głowica US 4 cm² (1 i 3 MHz) Skala VAS Rysik do ekranu dotykowegoŻel kontaktowy 500mlZłącze do testowania Przewód podciśnieniowy jasno szary (2 szt)Przewód podciśnieniowy ciemnoszary (2 szt)Elektroda podciśnieniowa 60 mm (4 szt)Gąbki do elektrody podciśnieniowej (4 szt)

Akcesoria opcjonalne:

Głowica US 1 cm² (1 i 3 MHz)Sonda laserowa 1 - diodowa 400Sonda laserowa prysznicowa 400

Nr katalogowy: 340018

Zobacz prezentację serii 400:

Informacje:

Liczba kanałów: 2
Mobilność: Brak akumulatora
Typy prądów: TENS
Typy prądów: Diadynamiczne
Typy prądów: Galwaniczne
Typy prądów: Interferencyjne
Opcje dodatkowe: Programy własne

Model:

Opcje dodatkowe: Biblioteka anatomiczna

Opcje dodatkowe: Elektrodiagnostyka