


DUO 400V - aparat do elektroterapii z dwukanałowym modułem podciśnienia VACO 400



Opis produktu:

Dwukanałowy aparat do elektroterapii z kolorowym wyświetlaczem dotykowym oraz dwukanałowym modułem podciśnienia.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aparat do elektroterapii Duo 400 V łączy w sobie inteligentne rozwiązania z wiodącą

technologią. Dzięki rewolucyjnemu kolorowemu ekranowi dotykowemu, urządzenie można obsługiwać w prosty i logiczny sposób. Ekran jest intuicyjnie zaprojektowany i w sposób przejrzysty prowadzi przez dostępne funkcje.

Zaawansowany aparat do elektroterapii

Aparat do elektroterapii Duo 400 V został stworzony w oparciu o najnowsze trendy. Unikalnie zaprojektowany produkt, który łączy w sobie łatwość obsługi z osiągnięciami najnowszej techniki. To dzieło sztuki użytkowej powinno znaleźć się w każdym nowoczesnym gabinecie.

- Duży kolorowy ekran dotykowy TFT (10,4 cala, 800 x 600 pikseli, SVGA).
- Doskonały kąt widzenia dla Ciebie i Twojego pacjenta.

Funkcjonalność

Aparat Duo 400 V został zaprojektowany zgodnie z innowacjami, które czynią codzienną pracę znacznie łatwiejszą. Urządzenie odpowiada najwyższym standardom jakościowym, aż do najdrobniejszych szczegółów. Połączenie najwyższej jakości wykonania z prostotą obsługi sprawia, że i Ty i Twój pacjent zauważycie różnice.

- Hybrydowe głowice ultradźwiękowe z wizualną i akustyczną kontrolą kontaktu.
- 2 oddzielne regulatory natężenia.
- Port USB do aktualizacji protokołów.
- Ekran dotykowy.

Terapie:

- elektroterapia (2 niezależne kanały), jednoczesne leczenie 2 pacjentów,
- Podciśnienie

Cechy charakterystyczne:

- elektroterapia (2 niezależne kanały), jednoczesne leczenie 2 pacjentów,
- 2 oddzielne regulatory natężenia,
- tryb prądu stałego (CC) i tryb stałego napięcia (CV),
- pamięć zabiegowa z wbudowanymi protokołami leczniczymi (137 celów, 145 wskazań, 48 programów zabiegowych),
- 9 programów diagnostycznych (krzywa I/t, reobaza, chronaksja),
- kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT, o przekątnej 10,4 cala (SVGA: 800 x 600px),
- obrazy 3D ułatwiające prawidłowe umieszczenie elektrod,
- czytelne menu: klawisze bezpośredniego dostępu umożliwiające wybór
- pożądanego typu zabiegu z menu poprzez wybór z listy celów terapeutycznych, z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru programu,
- 500 wolnych miejsc w pamięci (własny program / ulubione / wyniki diagnostyczne),
- zintegrowana lista przeciwwskazań,
- biblioteka anatomiczna (118 obszarów ciała),
- pomoc i ekrany informacyjne,
- port USB do aktualizacji protokołów,
- możliwość indywidualizacji interfejsu użytkownika.

Dostępne prądy:

- prąd stały,
- prąd impulsowy prostokątny,

- prąd 2-5 (Ultra Reiz),
- prąd impulsowy trójkątny,
- prąd impulsowy prostokątny średniej częstotliwości,
- jonoforeza - prąd impulsowy prostokątny średniej częstotliwości,
- prądy diadynamiczne: MF, RS, DF, CP, LP,
- TENS (konwencjonalny, niskiej częstotliwości, uderzeniowy, krótki intensywny, modulowany),
- prądy NMES (elektryczna stymulacja nerwowo-mięśniowa),
- przebieg prostokątny,
- przebieg trójkątny,
- przebieg bifazowy,
- przebieg z przerwą między impulsami,
- rosyjska stymulacja,
- 2-polowa interferencja,
- 4-polowa interferencja, typu Isoplanar vector field,
- 4-polowa interferencja, typu Dipole vector field,
- mikroprądy,
- uderzenie impulsem mikroprądowym,
- wysokonapięciowe prądy impulsowe,
- uderzenie wysokonapięciowym prądem impulsowym,
- diagnostyka,
- punkty spustowe,
- diagnozowanie złamań przeciążeniowych.

Akcesoria standardowe:

340 505 - rysik do ekranu dotykowego 340 406 - kable do elektrod (2 szt.) 108 935 - pasy mocujące 5 x 60 cm (4 szt.) 340 468 - elektrody gumowe - 6 x 8 cm 2mm (4 szt.) 100 658 - torebki wiskozowe 6 x 8 cm (4 szt.) 330 803 - złącze do testowania. 115 684 - skala VAS

Medyczny przewodnik

Medyczny e-book jest kompletnym materiałem źródłowym, zintegrowanym z urządzeniem. Są w nim poglądowe ilustracje oraz opisy wyjaśniające pacjentowi warunki i metody leczenia. Użytkownik ma zawsze dostęp do informacji medycznych, aby przekazać pacjentowi najnowsze informacje w trakcie leczenia. Zarówno Ty jak i Twój pacjent możecie skorzystać z tych cennych zasobów, które są dostępne w każdym momencie.

Zobacz prezentację serii 400:**Informacje:**

Liczba kanałów: 2
Mobilność: Brak akumulatora
Typy prądów: TENS
Typy prądów: Diadynamiczne
Typy prądów: Galwaniczne
Typy prądów: Mikroprądy
Typy prądów: Interferencyjne
Opcje dodatkowe: Elektrodiagnostyka
Opcje dodatkowe: Programy własne
Opcje dodatkowe: Biblioteka anatomiczna

Model:

Aparaty Gymna obudowa: biały, czarny

