

Fotel ginekologiczny Venus

Opis produktu:

Fotel ginekologiczny wraz ze zintegrowanym systemem podpórki rąk i nóg oraz wieszakiem na ręcznik papierowy.

Wyposażenie standardowe:

- fotel,
- podpory nóg na zacisku URO,
- miskę z odpływem lub bez,
- sterowanie ręczne lub nożne,
- uchwyty na ręce.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Fotel ginekologiczny Venus

Fotel **Wenus** przeznaczony jest do badań i zabiegów ginekologicznych. Po zamontowaniu dodatkowego łoża można wykorzystać go jako typowy stół operacyjny. Elektryczne siłowniki pozwalają na regulację wysokości siedziska, pochylenia pleców oraz pochylenia siedziska. Sterowanie siłownikami może odbywać się za pomocą przycisków nożnych lub pilota ręcznego. Fotel wyposażony jest w kółka jezdne z blokadą. Za oparciem pleców znajduje się uchwyt na rolkę prześcieradła papierowego. Specjalny mechanizm uchylony pozwala schować miskę pod siedzisko.

Akcesoria dedykowane:

- Podpora ręki lewej lub prawej (1 szt.)
- Panel stołu umożliwiający przekształcenie stołu w łóżko zabiegowe poprzez przedłużenie siedziska
- Panel obrotowy umożliwiający przekształcenie stołu w łóżko zabiegowe poprzez podparcie nóg - fotel urodynamiczny, kpl
- Urologiczna miska z odpływem
- Urologiczna lub ginekologiczna miska bez odpływu
- Obręcz na lejek
- Wieszak na kroplówki
- Pedał umożliwiający sterowanie nożne
- Pilot umożliwiający sterowanie ręczne

Dane techniczne:

Długość całkowita (bez panela stołu) [cm]:	182 (140)
Szerokość całkowita [cm]:	90 (78)
Szerokość siedziska [cm]:	60
Szerokość oparcia [cm]:	60
Wysokość siedziska w pozycji fotelowej [cm]:	45-95
Kąt pochylenia oparcia [°]:	-8 do 58 (+/-2)
Kąt pochylenia siedziska [°]:	-0 do 40 (+/-2)
Napęd (siłowniki elektryczne) [VDC]:	24
Rodzaj pracy siłownika [min]:	cykl: 2 w pracy/ 18 w spoczynku
Dopuszczalne obciążenie fotela [kg]:	220
Masa fotela bez akcesoriów [kg]:	~95
Napięcie zasilające [VAC]:	230
Gwarancja na urządzenie:	24 miesiące
Gwarancja na tapicerkę:	24 miesiące (12 miesięcy na kolory cyklamen, błękitny, morski)
Wyrób medyczny:	

Dowiedz się więcej...

Fotel ginekologiczny - niezbędne wyposażenie gabinetu ginekologicznego

Fotel ginekologiczny stanowi kluczowy element wyposażenia każdego gabinetu ginekologicznego. Zapewnia komfort pacjentce podczas badania oraz ułatwia pracę lekarzowi. Wybór odpowiedniego fotela jest więc niezwykle istotny dla efektywności pracy i satysfakcji pacjentek.

Na co zwrócić uwagę wybierając fotel ginekologiczny?

Przy wyborze fotela ginekologicznego należy uwzględnić kilka istotnych czynników. Regulacja wysokości i pozycji umożliwia dostosowanie fotela do wzrostu pacjentki i preferencji lekarza. Stabilność konstrukcji gwarantuje bezpieczeństwo podczas badania. Łatwość czyszczenia i dezynfekcji zapewnia higienę w gabinecie. Wygodne podłokietniki i podnóżki zwiększają komfort pacjentki. Udźwig fotela powinien być dostosowany do różnych gabarytów pacjentek.

Jaki fotel ginekologiczny wybrać?

Wybór fotela ginekologicznego zależy od indywidualnych potrzeb gabinetu. Warto rozważyć, czy lepsze będzie elektryczne czy mechaniczne sterowanie, przy czym to elektryczne zapewnia płynniejszą regulację. Należy też wziąć pod uwagę dodatkowe funkcje, takie jak pamięć pozycji czy podgrzewanie siedziska. Istotna jest również możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria, na przykład kolposkop. Nie można zapomnieć o gwarancji i serwisie posprzedażowym.

Estetyka gabinetu jest równie ważna co jego funkcjonalność. Dlatego fotel ginekologiczny dostępny jest w 15 różnych kolorach tapicerki, co pozwala idealnie dopasować go do wnętrza gabinetu. Szeroka gama kolorystyczna umożliwia stworzenie przyjaznej i profesjonalnej atmosfery, co może pozytywnie wpłynąć na samopoczucie pacjentek.

Informacje:

Kategoria: Fotele ginekologiczne

Model:

Kolor tapicerki: 12 - Morski - Standard, 15 - Błękitny - Standard, Cyklamen, OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy, OM095 - Musztardowy, OM075 - Pomarańczowy
Wenus/Mars - Sterowanie: Sterowanie ręczne, Sterowanie nożne
Wenus/Mars - Miska: Bez odpływu, Z odpływem