

Magnetronic MF-12 aparat do magnetoterapii



Opis produktu:

Aparat do magnetoterapii. Posiada **pole magnetyczne o niskiej częstotliwości** pozwalające na przeprowadzenie dwóch zabiegów jednocześnie przy tych samych parametrach. Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym zapewnia użytkownikowi przyjazną obsługę.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Magnetronic MF-12 to aparat do magnetoterapii z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi.

Funkcjonalność:

- **Dwa niezależne w czasie zabiegi.** W aparacie zastosowano innowacyjny system sterowania - każdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy i może być włączany niezależnie od drugiego. Umożliwia to wykonywanie 2 zabiegów magnetoterapii w różnym czasie - przy tych samych parametrach zabiegu.
- Podłączenie na **2 aplikatory.**

Estetyka:

- Nowoczesne wzornictwo sterownika,
- Oryginalne wzornictwo aplikatorów,
- Całość tworzy niepowtarzalny zestaw,
- Możliwość dobrania kolorystyki według potrzeb (opcjonalnie).

Przyjazna obsługa:

- Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń,
- Programy własne – możliwość zapisywanie własnych programów zabiegowych przez terapeutę,
- Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych,
- Kolorowy, dużych rozmiarów (4,3”) ekran graficzny z panelem dotykowym,
- Obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym.

Dodatkowe zalety:

- Szeroki zakres częstotliwości pracy pola magnetycznego – od 1 do 100 Hz,
- Programy MX1 i MX2 –automatyczna zmiana modulacji,
- Automatyczne wykrywanie aplikatora - zastosowane kodowanie przewodu aplikatora umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora,
- Mały ciężar aparatu.

Wyposażenie standardowe:

- instrukcja użytkowania,
- przewód sieciowy - **1 szt.**,
- bezpiecznik T-0315AL-250V - **2 szt.**,
- magnes kontrolny - **1 szt.***

* - W przypadku zakupu aplikatora do urządzenia

Informacje:

Waga: 4.7 kg
Tryby pracy: Ciągły i impulsowy
Typ urządzenia: Aparat do magnetoterapii
Zakres częstotliwości: 1-100 Hz
Liczba kanałów: 2
Mobilność: Stacjonarny
Zasilanie akumulatorowe: Nie
Wbudowane programy: 56
Zapis własnych programów: 50
Wymiary: 335 x 270 x 125 mm
Czas impuls / przerwa: 0.5 – 8 s
Kształty pola magnetycznego: sinusoida
Kształty pola magnetycznego: prostokąt
Kształty pola magnetycznego: MX1
Kształty pola magnetycznego: MX2

Model:

Kształty pola magnetycznego: trójkąt -
unipolarne i bipolarne
Maksymalna indukcja: Do 20 mT
Zasilanie: 230/ 50 / 200