

## Magnetronic MF-24 aparat do magnetoterapii i laseroterapii



### Opis produktu:

Wielokanałowy aparat do magnetoterapii i laseroterapii. Posiada pole magnetyczne o niskiej częstotliwości z opcją laseroterapii i dotykowym wyświetlaczem.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Magnetronic MF-24 to wielokanałowy aparat do magnetoterapii i laseroterapii.

### Funkcjonalność:

- 5 zabiegów jednocześnie,

W aparacie zastosowano innowacyjny system sterowania - każdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy i może być włączany niezależnie od pozostałych. Umożliwia to wykonywanie 4 zabiegów magnetoterapii niezależnych w czasie (po 2 na kanał) oraz 1 zabiegu laseroterapii (łącznie 5 zegarów zabiegowych).

- 2 niezależne kanały magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametrów,
- w każdym podłączenie na 2 aplikatory,
- niezależny kanał do laseroterapii - możliwość wykonywania zabiegów sondą laserową.

### Estetyka:

- nowoczesne wzornictwo sterownika,
- oryginalne wzornictwo aplikatorów,
- całość tworzy niepowtarzalny zestaw,
- możliwość dobrania kolorystyki według potrzeb (opcjonalnie).

### Przyjazna obsługa:

- gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń.
- programy własne - możliwość zapisywanie własnych programów zabiegowych przez terapeutę,
- indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych,
- kolorowy, duży rozmiarów (5,7") ekran graficzny z panelem dotykowym,
- obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym.

### Dodatkowe zalety:

- Szeroki zakres częstotliwości pracy pola magnetycznego- od 1 do 100 Hz,
- Programy MX1 i MX2 - automatyczna zmiana modulacji,
- Mały ciężar aparatu,
- Regulacja mocy lasera w szerokim zakresie od 1 do 400 mW,
- Automatyczne wykrywanie aplikatora - zastosowane kodowanie przewodu aplikatora umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora.

### Wyposażenie standardowe:

- instrukcja użytkownika,
- przewód sieciowy - **1 szt.**,
- bezpiecznik T-0315AL-250V - **2 szt.**,
- magnes kontrolny - **1 szt.\***
- etykiety ostrzegawcze na drzwi LT - **1 kpl.\***,

\* - W przypadku zakupu aplikatora do urządzenia

### Informacje:

Waga: 6.2 kg  
Tryby pracy: Ciągły i impulsowy  
Typ urządzenia: Aparat combo  
Zakres częstotliwości: 1-100 Hz  
Liczba kanałów: 3  
Mobilność: Stacjonarny  
Zasilanie akumulatorowe: Nie  
Wbudowane programy: 56  
Zapis własnych programów: 50  
Wymiary: 142 x 364 x 335  
Czas impuls / przerwa: 0.5 - 8 s  
Kształty pola magnetycznego: MX1  
Kształty pola magnetycznego: MX2  
Kształty pola magnetycznego: trójkąt - unipolarne  
Kształty pola magnetycznego: bipolarne

### Model:

Kształty pola magnetycznego: sinusoida  
Kształty pola magnetycznego: prostokąt  
Maksymalna indukcja: Do 20 mT  
Zasilanie: 230 / 50 / 400