

Fotel urologiczny Mars

Opis produktu:

Mars to fotel urologiczny, który przeznaczony jest do badań i zabiegów urologicznych oraz urodynamicznych. Po zamontowaniu dodatkowego łoża można wykorzystać go jako typowy stół operacyjny. Wysokiej jakości fotel urologiczny Mars wyprodukowany jest przez firmę Meden-Inmed.

Wyposażenie standardowe:

- fotel,
- podpory nóg na zacisku URO,
- miskę z odpływem lub bez,
- sterowanie ręczne lub nożne,
- uchwyty na ręce.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Fotel urologiczny Mars

Fotel **Mars** przeznaczony jest do badań i zabiegów urologicznych oraz urodynamicznych. Po zamontowaniu dodatkowego łoża można wykorzystać go jako typowy stół operacyjny. Elektryczne siłowniki pozwalają na regulację wysokości siedziska, pochylenia pleców oraz pochylenia siedziska. Sterowanie siłownikami może odbywać się za pomocą przycisków nożnych lub pilota ręcznego. Fotel wyposażony jest w kółka jezdne z blokadą. Za oparciem pleców znajduje się uchwyt na rolkę prześcieradła papierowego. Specjalny mechanizm uchylony pozwala schować miskę pod siedzisko.

Akcesoria dedykowane:

- Podpora ręki lewej lub prawej (1 szt.)
- Panel stołu umożliwiający przekształcenie stołu w łóżko zabiegowe poprzez przedłużenie siedziska
- Panel obrotowy umożliwiający przekształcenie stołu w łóżko zabiegowe poprzez podparcie nóg - fotel urodynamiczny, kpl
- Urologiczna miska z odpływem
- Urologiczna lub ginekologiczna miska bez odpływu
- Obręcz na lejek
- Wieszak na kroplówki
- Pedał umożliwiający sterowanie nożne
- Pilot umożliwiający sterowanie ręczne

Fotel Mars w gabinecie urologicznym

Dane techniczne:

Długość całkowita (bez panela stołu) [cm]:	182 (140)
Szerokość całkowita [cm]:	90 (78)
Szerokość siedziska [cm]:	60
Szerokość oparcia [cm]:	60
Wysokość siedziska w pozycji fotelowej [cm]:	45-95
Kąt pochylenia oparcia [°]:	-8 do 58 (+/-2)
Kąt pochylenia siedziska [°]:	-0 do 40 (+/-2)
Napęd (siłowniki elektryczne) [VDC]:	24
Rodzaj pracy siłownika [min]:	cykl: 2 w pracy/ 18 w spoczynku
Dopuszczalne obciążenie fotela [kg]:	220
Masa fotela bez akcesoriów [kg]:	~95
Napięcie zasilające [VAC]:	230
Gwarancja na urządzenie:	24 miesiące
Gwarancja na tapicerkę:	24 miesiące (12 miesięcy na kolory cyklamen,

	błękitny, morski)
Wyrób medyczny:	Tak

Informacje:**Model:**

Kolor tapicerki: 15 - Błękitny - Standard, 12 - Morski - Standard, Cyklamen, OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy, OM075 - Pomarańczowy, OM095 - Musztardowy
Wenus/Mars - Sterowanie: Sterowanie ręczne, Sterowanie nożne
Wenus/Mars - Miska: Bez odpływu, Z odpływem