



Stepper Kettler 2 w 1 z komputerem

Opis produktu:

Niewielki stepper firmy Kettler wzmacniający i rzeźbiący mięśnie ud i pośladków. Dodatkowe linki i uchwyty do ćwiczenia ramion.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Niewielki stepper wzmacniający i rzeźbiący mięśnie ud i pośladków. Dodatkowe linki i uchwyty do ćwiczenia ramion.

Funkcje

- opór: tłoki hydrauliczne
- wyświetlacz: pomiar czasu, zużytej energii, ilości ćwiczeń
- odporne na ślizganie powierzchnie do stąpania
- dodatkowe linki i uchwyty do ćwiczenia ramion

Wymiary i waga

- max. waga użytkownika: 80 kg

Specyfikacja techniczna:

Siłowniki

Dane podstawowe

tłoki hydrauliczne

Uchwyty	linki do ćwiczeń
Max. masa ćwiczącego (kg)	80
Komputer treningowy	
Pomiar czasu	Tak
Pomiar liczby powtórzeń	Tak
Wydatek energetyczny (kcal)	Tak

Informacje:**Opcje produktu:**