

Podwieszka do podnośnika pionizującego SLING ERGO STANDARD 2-BELTS



Opis produktu:

Podwieszka zapinana w talii dla osób z otyłością brzuszną, max. udźwig 250 kg, rozmiary od XS do XL, materiał poliestrowy.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka zapinana w talii dla osób z otyłością brzuszną, max. udźwig 250 kg, rozmiary od XS do XL.

Wymiary podwieszek

Informacje:

Model:

Podnośniki rozmiary podwieszek: S, M, L, XL,
bariatryczna