



Orionmed - Wanna terapeutyczna do automatycznego hydromasażu strefowego



Opis produktu:

Orionmed to wielofunkcyjna wanna do hydroterapii, która łączy w sobie dwie skuteczne metody leczenia wodą: **automatyczny hydromasaż strefowy** oraz **relaksującą kąpiel perełkową**. Dzięki nowoczesnemu panelowi dotykowemu i zautomatyzowanym funkcjom wanna zapewnia ekonomiczne zużycie wody oraz wygodną obsługę. Jest to wszechstronne narzędzie pracy, idealne dla nowoczesnych ośrodków rehabilitacji, SPA i odnowy biologicznej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WANNA TERAPEUTYCZNA DO AUTOMATYCZNEGO HYDROMASAŻU STREFOWEGO

Orionmed

Orionmed to zaawansowana wanna terapeutyczna, zaprojektowana do przeprowadzania

profesjonalnych zabiegów automatycznego hydromasażu strefowego oraz relaksujących kąpeli perełkowych. Stanowi wszechstronne narzędzie pracy w nowoczesnych ośrodkach rehabilitacji, SPA i odnowy biologicznej, łącząc w sobie dwie skuteczne metody hydroterapii.

Urządzenie pozwala na precyzyjne oddziaływanie na wybrane partie ciała lub kompleksową terapię całego organizmu. Dzięki intuicyjnej obsłudze i możliwościom rozbudowy o dodatkowe funkcje, takie jak bicz wodny, aromaterapia czy chromoterapia, wanna Orionmed umożliwia tworzenie spersonalizowanych i skutecznych programów terapeutycznych.

Zaawansowana terapia wodna w praktyce

Wanna Orionmed wykorzystuje synergiczne działanie dwóch technologii. Z jednej strony, ciepła woda rozluźnia napięte mięśnie, przygotowując ciało do terapii. Z drugiej, zintegrowany system masażu precyzyjnie oddziałuje na organizm pacjenta.

- **Automatyczny hydromasaż strefowy** — 26 dysz wodnych zostało strategicznie rozmieszczonych w trzech niezależnych strefach, obejmujących stopy i łydki, uda oraz okolice kręgosłupa. Taka konstrukcja pozwala na skoncentrowanie działania masażu dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, co może przyczyniać się do zmniejszenia napięcia mięśniowego i wspomagać rehabilitację urazów.
- **Kąpiel perełkowa** — system 126 dysz powietrznych generuje tysiące pęcherzyków, które delikatnie masują skórę. Ten subtelny mikromasaż ma działanie relaksujące, odprężające i stymulujące krążenie. Intensywność masażu można płynnie regulować, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Obsługę wanny ułatwia czytelny, dotykowy panel sterowania, który pozwala na szybkie ustawienie parametrów zabiegu, wybór jednego z czterech programów fabrycznych lub zaprogramowanie własnej, unikalnej sekwencji terapeutycznej.

Kluczowe cechy

- **Dwie formy terapii w jednym urządzeniu** — wanna standardowo wyposażona jest w system hydromasażu strefowego (26 dysz) oraz system do kąpeli perełkowej (126 dysz).
- **Precyzyjna kontrola** — trzy niezależne strefy masażu wodnego (stopy/łydki, uda, plecy) pozwalają na ukierunkowaną terapię.
- **Intuicyjna obsługa** — dotykowy panel sterowania z gotowymi programami fabrycznymi i możliwością tworzenia własnych upraszcza codzienną pracę personelu.
- **Zautomatyzowana konserwacja** — wbudowane systemy do automatycznej dezynfekcji i odkamieniania pomagają utrzymać wysoki standard higieny i sprawność urządzenia.
- **Komfort i bezpieczeństwo pacjenta** — ergonomicznie wyprofilowana niecka, zagłówek oraz dołączone do zestawu stopnie z powierzchnią antypoślizgową zwiększają komfort i bezpieczeństwo podczas zabiegu.
- **Podtrzymanie temperatury wody** — zintegrowana grzałka pomaga utrzymać stałą temperaturę wody w trakcie trwania zabiegu, co zwiększa komfort pacjenta.

Korzyści dla Twojej placówki

- **Wszechstronna oferta zabiegowa** — możliwość oferowania dwóch popularnych zabiegów przy użyciu jednego urządzenia.
- **Optymalizacja pracy personelu** — automatyczne napełnianie, programy fabryczne oraz

zintegrowane systemy konserwacji skracają czas przygotowania stanowiska i upraszczają obsługę.

- **Możliwość tworzenia pakietów premium** — opcjonalne moduły (bicz wodny, chromoterapia, aromaterapia, system audio) pozwalają na rozszerzenie oferty o spersonalizowane pakiety terapeutyczne i wellness.
- **Trwałość i niezawodność** — niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu sanitarnego wzmocnionego włóknem szklanym jest odporna na zarysowania i łatwa w utrzymaniu czystości.

Gotowe programy terapeutyczne

Wanna Orionmed została wyposażona w 4 programy zabiegowe, które automatyzują pracę i zapewniają powtarzalność terapii. Czas trwania poszczególnych etapów w programie jest automatycznie skalowany proporcjonalnie do całkowitego czasu zabiegu ustawionego przez terapeutę.

- **Program P1** — terapia ogólna, która rozpoczyna się i kończy jednoczesną pracą wszystkich trzech stref hydromasażu. W środkowej, głównej fazie zabiegu, strefy aktywowane są naprzemiennie w sekwencji: stopy (S1), następnie uda (S2) i plecy (S3).
- **Program P2** — terapia sekwencyjna, w której strefy masażu aktywowane są po kolei: najpierw stopy (S1), następnie uda (S2) i plecy (S3), a na zakończenie uruchamiany jest masaż perełkowy.
- **Program P3** — terapia łączona, która składa się z trzech etapów: najpierw pracują wszystkie strefy hydromasażu, następnie dołącza do nich masaż perełkowy, a na końcu ponownie działają wyłącznie strefy hydromasażu.
- **Program P4** — program użytkownika, który pozwala na zapisanie własnej, unikalnej sekwencji zabiegu poprzez manualne przełączanie stref podczas zabiegu w trybie nagrywania.

Praktyczne funkcje i zabezpieczenia podnoszące komfort pracy

- **Zabezpieczenie przed pracą "na sucho"** — pompa hydromasażu nie uruchomi się, jeśli w wannie nie ma odpowiedniej ilości wody, co chroni kluczowe komponenty przed uszkodzeniem.
- **Elektroniczny czujnik poziomu wody** — system automatycznie kontroluje proces napełniania i sygnalizuje dźwiękiem osiągnięcie minimalnego oraz zabiegowego poziomu wody.
- **Automatyczny tryb uśpienia** — po 15 minutach bezczynności panel sterowania automatycznie się wygasza, co ogranicza zużycie energii.
- **Sygnalizacja potrzeby konserwacji** — urządzenie samo informuje o konieczności uzupełnienia płynu do dezynfekcji lub przeprowadzenia procesu odkamieniania za pomocą dedykowanych ikon na wyświetlaczu.

Szczegółowy opis opcji dodatkowych

CHROMO – Terapia kolorami

Opcja chromoterapii wzbogaca kąpiel o terapeutyczne i relaksacyjne działanie kolorów, przekształcając zabieg w kompleksowe doznanie wellness. System oparty jest na punktach świetlnych LED-RGB, które podświetlają wodę w wannie, tworząc wyjątkową atmosferę. Użytkownik może wybrać konfigurację z 12, 24 lub 36 pojedynczymi źródłami światła.

Panel sterowania pozwala na łatwy wybór jednego z kilku trybów oświetlenia:

- Wybrany kolor stały (czerwony, zielony, niebieski, żółty, błękitny, pomarańczowy, purpurowy, biały).
- Cykliczne przełączanie kolorów.
- Płynne, powolne przejścia pomiędzy kolorami podstawowymi.
- Dynamiczny "taniec światła" (miganie).
- Płynne, szybkie przejścia pomiędzy kolorami tęczy.

AUDIO – Kąpiel z muzyką

System AUDIO pozwala na odtwarzanie muzyki bezpośrednio podczas zabiegu, co sprzyja głębszej relaksacji pacjenta. Wanna wyposażona jest w wysokiej jakości głośniki, dyskretnie umieszczone w jej tylnej części. Moduł **Power Dynamics BT10** umożliwi bezprzewodowe połączenie Bluetooth z dowolnym urządzeniem zewnętrznym, takim jak telefon komórkowy.

AROMA – Aromaterapia

Ta opcja pozwala na wzbogacenie kąpeli hydromasażem o doznania zapachowe. System składa się ze specjalnego zbiornika na aromat oraz przycisku dozującego. Jedno naciśnięcie przycisku AROMA uwalnia do wody pojedynczą dawkę zapachu w formie aerozolu. W zestawie startowym znajdują się wymienne zbiorniczki o pojemności 50 ml. Wymiana zużytego wkładu na nowy jest prosta i szybka.

HOSE – Bicz wodny do masażu podwodnego

Opcjonalny bicz wodny to narzędzie do przeprowadzania intensywnego, manualnego masażu podwodnego. Sterowanie odbywa się za pomocą dedykowanego przycisku na pulpicie wanny, a specjalny zawór pozwala na płynną regulację ciśnienia wody, dostosowując siłę masażu do potrzeb pacjenta. Ze względów technicznych nie zaleca się jednoczesnego używania bicza wodnego oraz pompy hydromasażu. Wąż od bicza wodnego może być również praktycznie wykorzystany do mycia i płukania niecki wanny po zakończonym zabiegu.

Podpórka pod nogi

Ta prosta w montażu podpórka została zaprojektowana z myślą o pacjentach o niższym wzroście. Mocowana wewnątrz niecki, skutecznie skraca jej przestrzeń użytkową, zapewniając stabilne oparcie dla stóp. Dzięki temu pacjent nie zsuwa się w głąb wanny, utrzymując prawidłową i komfortową pozycję przez cały czas trwania zabiegu. Jest to kluczowe dla zachowania poczucia bezpieczeństwa oraz dla skuteczności terapii, ponieważ zapewnia, że dysze hydromasażu trafiają dokładnie w te partie ciała, które wymagają stymulacji.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Przeznaczenie	Kąpiele w wodzie czystej, hydromasaż strefowy, kąpiel perełkowa
Pojemność do kąpeli / do przelewu	160 l / 320 l
Liczba dysz do hydromasażu	26 (w 3 strefach)
Liczba dysz do kąpeli perełkowej	126
Czas napełniania / opróżniania	4 min / 4 min

Pobór prądu	25 A
Zasilanie	~230 V / 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2140 x 850 x 850 mm
Masa (bez wody)	170 kg
Klasa wyrobu medycznego	Ila
Dopuszczalna masa pacjenta	135 kg

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Porównanie modeli Orionmed

Cecha / Funkcja	Orionmed	Orionmed Balneo	Orionmed Balneo z funkcją AIR
Główne przeznaczenie	Hydromasaż, Kąpiel perełkowa	Hydromasaż, Kąpiele balneologiczne	Wszystkie 3 terapie łącznie
Automatyczny hydromasaż strefowy	(26 dysz)	(26 dysz)	(26 dysz)
Kąpiel perełkowa (masaż powietrzny)	(126 dysz)		(126 dysz)
Przystosowanie do solanki / wody nasyconej CO2		(Standard)	(Standard)
Programy automatyczne (P1-P4)	(Standard)		
Podtrzymanie temperatury wody	(Standard)		
Bicz wodny (HOSE)	Opcja		
Aromaterapia (AROMA)	Opcja		
Chromoterapia (CHROMO)	Opcja	Opcja	Opcja
System audio (AUDIO)	Opcja	Opcja	Opcja
Minimalny czas napełniania	4 min	2 min	2 min
Konstrukcja i	Akryl sanitarny	Materiały o	Materiały o

armatura

 wysokiej
odporności
chemicznej

 wysokiej
odporności
chemicznej

Informacje:

Szerokość: 850 mm
 Długość: 2140 mm
 Przeznaczenie: Kąpiele w wodzie czystej, hydromasaż strefowy, kąpiel perełkowa
 Wysokość: 850 mm
 Zasilanie: 230 V / 50 Hz
 Maksymalna masa pacjenta: 135 kg
 Pojemność do przelewu: 320 l
 Pobór prądu: 25 A
 Czas napełniania: poniżej 4 min
 Czas opróżniania: poniżej 4 min
 Seria produktu: Orionmed
 Model produktu: Orionmed
 Pojemność do kąpieli: 160 l
 Liczba dysz hydromasażu: 26 (w 3 strefach)
 Liczba dysz kąpieli perełkowej: 126
 Masa bez wody: 170 kg
 Klasa wyrobu medycznego: Klasa IIa
 Główne przeznaczenie: Hydromasaż, kąpiel perełkowa
 Automatyczny hydromasaż strefowy: 26 dysz
 Kąpiel perełkowa (masaż powietrzny): 126 dysz
 Programy automatyczne (P1-P4): Standard
 Podtrzymanie temperatury wody: Standard
 Bicz wodny (HOSE): Opcja
 Aromaterapia (AROMA): Opcja
 Chromoterapia (CHROMO): Opcja
 Minimalny czas napełniania: poniżej 4 min
 Konstrukcja i armatura: Akryl sanitarny
 System AUDIO: Opcja

Model:

Kolor: Calypso, Biały
 Chrome 2R: nie, 12 źródeł światła, 24 źródła światła, 36 źródeł światła
 Audio: nie, tak
 Aroma: nie, tak
 Bicz wodny (Hose): nie, tak
 Podpórka pod nogi: nie, tak