

Terapeuta - Stół do Masażu i Rehabilitacji - Trzysekcyjny z Pivotem - M-P3.F0



Opis produktu:

Stół do masażu i rehabilitacji - trzysekcyjny Pivot M-P3.F0 - bardzo wytrzymały, stabilny, w pełni **regulowany** stół pozwala na wygodną i komfortową pracę z pacjentem. Doskonale komponuje się z wnętrzem gabinetu, został doceniony przez terapeutów na całym świecie.

- Stół **M-P3.F0** składa się z **2 małych kótek** i **2 antypoślizgowych gumowych stopek**

Konfigurator stołów Terapeuta Sprawdź formy finansowania

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stół do masażu i rehabilitacji - Terapeuta trzysekcyjny z Pivotem M-P3.F0

Stół do masażu i rehabilitacji - trzysekcyjny z Pivotem (Terapeuta M-P3.F0) jest to stół na ramie z elektryczną regulacją wysokości używany do prowadzenia zabiegów masażu leczniczego w celu leczenia i łagodzenia urazów lub upośledzeń przez przywrócenie albo poprawę funkcji masowanych tkanek, narządów i układów. Bardzo wytrzymały, stabilny, w pełni **regulowany** stół pozwala na wygodną i komfortową pracę z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego nowoczesny design doskonale komponował się z wnętrzem gabinetu. **M-P3.F0 Stół do masażu i rehabilitacji - Terapeuta trzysekcyjny z Pivotem** został doceniony przez terapeutów na całym świecie.

Cechy charakterystyczne:

- stabilna konstrukcja,
- elektryczna regulacja wysokości za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu,
- ustawianie kąta nachylenia poszczególnych części leżyska za pomocą sprężyn gazowych,
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na nos i brodę oraz zaślepka otworu na twarz,
- uchwyty do zamocowania pasa,
- dostępny system jezdny: dwie stabilne stopki, dwa kółka ułatwiające transport i Pivot sterowany elektrycznie,
- bogaty osprzęt dodatkowy,
- tapicerka wykonana jest z atestowanych materiałów w kilku wersjach kolorystycznych,
- grubość (gąbki) tapicerki stołu 40 mm (standard) lub 50 mm (opcja),

Technologie:

- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego
- **Hallotronic®** - technologia która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

Wysokiej jakości wykończenie

Elektryczna regulacja Pivota

Regulowane stopki

Wyjątkowe doznania dla Twoich Pacjentów

Dla pacjenta komfort podczas zabiegu jest tak samo ważny, jak jego efekty. Z linią **stołów do masażu Terapeuta** możesz zagwarantować Pacjentom wygodę i **poczucie bezpieczeństwa** w czasie trwania terapii!

Stół do masażu z serii Terapeuta posiada:

- Stół **M-P3.F0** składa się z **2 małych kółek** i **2 antypoślizgowych gumowych stopek**
- Sprężystą i trwałą piankę,
- Płynną regulację wysokości i poszczególnych sekcji **stołu do masażu**,
- Otwór na twarz Pacjenta ułatwiający oddychanie,

- Dwuwarstwową tapicerkę wykonaną z atestowanych materiałów dostępną w wielu wersjach kolorystycznych,
- Wąskie łączenia sekcji **stołu do masażu**,
- Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki.

Najwyższej jakości, wytrzymała, precyzyjnie wykańczana tapicerka dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej.

Nowoczesne zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu - zintegrowany system autoryzacji PAS.

Elegancki i ponadczasowy design oraz stabilna, ergonomiczna konstrukcja stołu dla większego komfortu pracy.

Antypoślizgowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb systemy jezdne - mobilne F4 lub wyjątkowo stabilne F0.

Obicie **stołu do masażu M-P3.F0** jest odporne na działanie wysokich temperatur.

Materiał wierzchni **stołu do masażu M-P3.F0** jest odporny na ciecze (woda, krew, solanka).

Stół do masażu M-P3.F0 pokryty jest miękką, elastyczną i komfortową powłoką.

Dwuwarstwowa tapicerka **stołu do masażu M-P3.F0** cechuje się odporną na zadrapania strukturą.

Akcesoria opcjonalne

- Klin Kaltenborna
- Klin do ćwiczeń rehabilitacyjnych
- Wałki i Półwałki
- Wieszak na ręcznik papierowy TYP3
- Wieszak na ręcznik papierowy TYP4
- Mata ochronna
- Podkład higieniczny na twarz z wycięciem
- Rolka bibułowa na stół do masażu
- Bananek
- Pas do stabilizacji

Kąt regulacji zagłówka

Kąt regulacji sekcji środkowej

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary każdej sekcji stołu

Dane techniczne:

liczba sekcji:	3
-----------------------	---

Kąt pochylenia zagłówka:	- 70 / + 40°
Kąt pochylenia sekcji środkowej:	0 / + 30°
Kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna):	0 / + 85°
Regulacja wysokości [cm]:	51 - 99
Wymiary (dł. x szer x wys.) [cm]:	205 x 69 x 51-99
Masa [kg]:	95/110
Maksymalne obciążenie [kg]:	225
Zasilanie:	230 V / 50 Hz

Informacje:

Ilość sekcji: 3

Regulacja wysokości: elektryczna, za pomocą ramy

Funkcja Pivot: Tak

System jezdny: 2 kółka i 2 stopki

Rodzaje stołów: Stół do masażu i rehabilitacji

Model:

Kolor tapicerki: 00 - Ecrú - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 14 - Limonka - Standard, 15 - Błękitny - Standard, DOL-6701 White - Premium, DOL-6703 Ecrú - Premium, DOL-6731 Mango - Premium, DOL-6713 Chocolate - Premium, DOL-6718 Tangelo - Premium, DOL-6722 Grass - Premium, DOL-6734 Quetzal - Premium, DOL-6738 Wine - Premium, DOL-6724 Jet - Premium, DOL-6726 Artesian - Premium, DOL-6739 Graphite - Premium, DOL-6728 Black - Premium

Grubość tapicerki Terapeuta: 40 mm, 50 mm