



Terapeuta M-P3.F4 - 3-sekcyjny stół do rehabilitacji, masażu z pivotem

Opis produktu:

Terapeuta M-P3.F4 to 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z elektronicznie sterowaną pozycją pivota, zaprojektowany dla wymagających gabinetów fizjoterapeutycznych i klinik. Dzięki zaawansowanej technologii oraz ergonomicznej konstrukcji zapewnia najwyższy komfort pacjenta i ergonomię pracy terapeucie.

Kluczowe cechy:

- **Pozycja pivota** sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu,
- Regulacja zagłówka (-70° do $+40^{\circ}$) z sprężyną gazową i wyprofilowanym otworem na twarz dla maksymalnego komfortu,
- **System Hallotronic®** – **elektryczna regulacja wysokości** za pomocą bezdotykowej ramki w podstawie, eliminująca hałas i zwiększająca trwałość,
- **Personal Authorization System** – zabezpieczenie przed **nieautoryzowanymi zmianami ustawień** dzięki **kluczom magnetycznym**.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Terapeuta M-P3.F4 - 3-sekcyjny stół do rehabilitacji i masażu z pivotem

Terapeuta M-P3.F4 stanowi zaawansowane narzędzie w praktyce fizjoterapeutycznej, dedykowane profesjonalnym placówkom medycznym i gabinetom rehabilitacyjnym. Trójsekcyjna konstrukcja wyposażona w elektrycznie sterowaną funkcję pivot wspomaga prowadzenie terapii manualnej, umożliwiając precyzyjne pozycjonowanie pacjenta podczas mobilizacji stawowych, technik mięśniowo-powięziowych oraz procedur terapeutycznych ukierunkowanych na dysfunkcje kręgosłupa i aparatu ruchu.

Elektrycznie sterowana funkcja pivot, obsługiwana poprzez ergonomicznie rozmieszczone przełączniki, umożliwia właściwe ułożenie pacjenta podczas terapii manualnej, czy zabiegów fizykoterapii. Zagłówek z anatomicznie wyprofilowanym otworem na twarz zapewnia regulację w zakresie od -70° do $+40^{\circ}$ przy wsparciu systemu pneumatycznego ze sprężyną gazową, co ma szczególne znaczenie podczas wykonywania technik manualnych w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa i manipulacji tkanek miękkich. Konstrukcja sekcji nożnej z regulacją kątową w przedziale 0° do 85° oraz obustronnym systemem zwalniania blokady zwiększa ergonomię pracy terapeuty.

Cechy charakterystyczne

3-sekcyjny stół do masażu z pozycją pivota,

pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu,

łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^{\circ}$),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,

łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej (od 0° do $+85^{\circ}$),

uchwyt blokady położenia zwalnający system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępny z obu

stron stołu,

profile aluminiowe zwiększające stabilność sekcji nożnej,

ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,

2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,

łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,

śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,

malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,

relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System zapewnia bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,

zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

wieszak na ręcznik papierowy (opcja).

Funkcja Pivot

Funkcja Pivot w stołach rehabilitacyjnych Meden-Inmed umożliwia precyzyjną, elektronicznie sterowaną regulację części środkowej leżyska za pomocą 2 przełączników po obu stronach stołu, co znajduje zastosowanie w zaawansowanych technikach terapii manualnej, osteopatycznej i neurofizjologicznej. System pozwala na dynamiczną modyfikację pozycji pacjenta bez opuszczania stołu. Zwiększa to efektywność procedur rehabilitacyjnych w leczeniu dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego oraz zabiegach fizykoterapii.

Typ ramy dolnej - F4

Rama posiada 4 unoszone koła kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe stopki. System pozwala na sprawne przemieszczanie stołu.

Tapicerka w serii Terapeuta - połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do badań Terapeuta M-P3.F4 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

Kolory tapicerki LUX

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

OM006 - White

OM240 - Beige

OM315 - Sky

OM221 - Blue

OM314 - Cement

OM076 - Olive Grey

OM173 - Dark Brown

OM225 - Black

OM469 - Lima

OM157 - Forest

OM053 - Red

OM217 - Bordeaux

OM095 - Mostaza

OM075 - Orange

Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Terapeuta M-P3.F4

Personal Authorization System

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

Hallotronic®

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

Terapeuta M-P3.F4 x

Stół do badań Terapeuta M-P3.F4 znajduje szerokie zastosowanie w: Gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji

Stół Terapeuta M-P3.F4 to profesjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o różnorodnych technikach terapeutycznych. Dzięki precyzyjnej regulacji wysokości i kąta nachylenia idealnie sprawdza się zarówno w terapiach manualnych, jak i zabiegach fizjoterapeutycznych. Wytrzymała konstrukcja (nośność 225 kg) gwarantuje bezpieczeństwo podczas intensywnego użytkowania, a łatwa w dezynfekcji tapicerka spełnia najwyższe standardy higieniczne wymagane w placówkach medycznych. System Hallotronic® pozwala płynnie dostosować wysokość stołu do potrzeb terapeuty, optymalizując ergonomię pracy.

Sanatoriach i uzdrowiskach

Stół doskonale wpisuje się w specyfikę uzdrowiskowych zabiegów, łącząc funkcje rehabilitacyjne z relaksacyjnymi. Wodoodporna i termoodporna tapicerka sprawdza się podczas zabiegów z wykorzystaniem borowiny, solanek czy innych substancji stosowanych w balneoterapii. Możliwość szybkiego czyszczenia i dezynfekcji pozwala zachować najwyższe standardy higieny przy częstej rotacji pacjentów. Elegancki design stołu harmonijnie komponuje się z wystrojem stref SPA, zachowując przy tym wszystkie cechy profesjonalnego sprzętu medycznego.

Akcesoria opcjonalne

Klin Kaltenborna,

Kliny rehabilitacyjne,

Wałki rehabilitacyjne,

Półwałki rehabilitacyjne.

Wieszak na ręcznik papierowy TYP3,

Wieszak na ręcznik papierowy TYP4.

Mata ochronna,

Podkład higieniczny na twarz z wycięciem,

Prześcieradło jednorazowe.

Bananek do trakcji,

Pas stabilizacyjny do stołów.

Kąt regulacji zagłówka

Kąt regulacji sekcji środkowej

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary każdej sekcji stołu

Kształt stołu TerapeutaM-P3.F4

Informacje:

Szerokość: 69 cm
Długość: 205 cm
Masa: 115 kg
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 - +40°
Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 - +30°
Kąt regulacji sekcji tylnej: -30 - +85°
Linia: Terapeuta
Liczba sekcji: 3
Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 51 - 99 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 225 kg
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Tak
PAS: Tak
Hallotronic: Tak
Smart4Arms: Nie
Grubość tapicerki: 40 mm
Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange
Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 69 cm, 80 cm
Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm
Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed: Nie, Tak