

Leżanka lekarska LZM-3



Opis produktu:

Kozetka lekarska LZM-3 została zaprojektowana z myślą o wygodzie pacjenta i terapeuty. **Kozetka lekarska** stosowana jest do zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii oraz prostego masażu.

Leżanka lekarska została wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne. **Kozetka lekarska LZM-3** cechuje się dwuwarstwową tapicerką wykonaną z atestowanych materiałów dostępną w wielu wersjach kolorystycznych.

Uwaga: Wieszak na papier stanowi wyposażenie dodatkowe, które nie jest częścią standardowego zestawu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Leżanka lekarska LZM-3

Stosowana do badań, zabiegów rehabilitacyjnych oraz masażu. Została zaprojektowana specjalnie z myślą o wygodzie pacjenta i terapeuty. Wykonana została z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Leżanka znakomicie sprawdza się również przy stosowaniu szyn CPM do stawu kolanowego.

Charakterystyka:

- stała wysokość leżanki,
- dwie sekcje leżyska,
- regulowany podgłówek,
- miękkie i wygodne leżysko z zaokrąglonymi brzegami,
- wieszak na ręcznik papierowy (opcja dodatkowo płatna),
- tapicerka dostępna w 14 kolorach

Informacje:

Szerokość: 61 cm
Długość: 193 cm
Masa: 33 kg
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: 0 – +50°
Linia: LZM
Liczba sekcji: 2
Typ stołu: O stałej wysokości
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Nie

Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange