

Rotor do ćwiczeń kończyn górnych regulowany RG-1RW



Opis produktu:

Rotor do ćwiczeń kończyn górnych regulowany RG-1RW posiada płynną regulację oporu, do czego służy pokrętło umieszczone poziomo na wysokości osi obrotu korby.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Rotor do ćwiczeń kończyn górnych regulowany RG-1RW

Rotor do ćwiczeń kończyn górnych RG-1RW posiada płynną regulację oporu, do czego służy pokrętło umieszczone poziomo na wysokości osi obrotu korby.

Regulacja wysokości w rotorze RG-1rw następuje za pomocą zamontowanej niklowanej belki, która pozwala na łatwe dopasowanie wysokości rotora do wzrostu pacjenta. Rotor mocowany jest do kraty kabiny do ćwiczeń i zawieszony WSC-4 lub ściany w dowolnym miejscu za pomocą kołków rozporowych.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	38
Wysokość [cm]:	71
Szerokość [cm]:	40
Waga	8 kg

Informacje:

Model: