


Zestaw do magnetoterapii PMT QS Automatic



Opis produktu:

Zestaw do magnetoterapii ze sterownikiem PMT QS na wózku mobilnym, aplikatorem o średnicy 80 cm na leżance sterowanej automatycznie oraz 2 aplikatorami płaskimi FLEXA .

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestaw do magnetoterapii PMT QS Automatic

Zestaw do magnetoterapii PMT QS Automatic to innowacyjne **urządzenie do magnetoterapii**, o ergonomicznym kształcie, proste w obsłudze, wyposażone w **mobilny wózek** ułatwiający przemieszczanie. Generator pulsującego pola magnetycznego sterowany jest przez mikroprocesor obsługujący 3 niezależne kanały – każdy z dwoma wyjściami, do których można podłączyć łącznie 4 solenoidy i 2 miękkie aplikatory Flexa. **Zestaw PMT Qs**, dostępny w wersji automatycznej lub manualnej, składa się z leżanki, po której przemieszcza się solenoid o średnicy 80 cm, oraz z 2 aplikatorów Flexa z funkcją vibracji

Cechy charakterystyczne:

- 3 niezależne kanały
- prosty w obsłudze i czytelny panel sterowania z wyświetlaczem LCD oraz klawiaturą membranową
- parametry modyfikowalne przez użytkownika: częstotliwość, czas, intensywność
- 255 programów: 62 programy standardowe, 10 programów o różnym kształcie pola, 183 programy wolne

- sterownik na mobilnej podstawie;
- aplikator szpulowy o średnicy 80 cm;
- dodatkowa wibracja aplikatorów Flexa;
- możliwość cyklicznego poruszania się aplikatora 80 cm wzdłuż leżanki w trakcie trwania całego zabiegu, pomiędzy ustawionymi 2 pozycjami krańcowymi.

Leżanka sterowana automatycznie

W leżance wyposażonej w elektromechaniczny system ruchu, cewka umieszczana jest na leczonym obszarze (5 pozycji) w sposób automatyczny. Powracając do pozycji początkowej po zakończeniu terapii, oszczędzając czas operatora. Istnieje również możliwość przeprowadzenia automatycznego skanowania w sposób ciągły między dwoma ustalonymi pozycjami lub z określonym czasem przebywania w każdej z dwóch pozycji.

Wyposażenie standardowe:

PMT QS Simple Automatic w wersji automatycznej - sterownik, leżanka i aplikator 80 cm przesuwany automatycznie. Aplikator Flexa (2 szt.)

Wyposażenie opcjonalne:

- Aplikator szpulowy $\varnothing$ 30 cm.
- Aplikator szpulowy $\varnothing$ 50 cm.

Informacje:

Waga: 25 kg
Tryby pracy: Ciągły i impulsowy
Typ urządzenia: Aparat do magnetoterapii
Zakres częstotliwości: 0-100 Hz
Zakres częstotliwości: 0,5 - 100 Hz
Liczba kanałów: 3
Mobilność: Stacjonarny
Zasilanie akumulatorowe: Nie
Wbudowane programy: 255
Zapis własnych programów: Tak
Wymiary: 420 x 440 x 860 mm
Czas zabiegu: 1 - 99 minut
Intensywność: 5 - 100 % (co 5%)
Maksymalna indukcja: Do 25 mT
Maksymalna indukcja: 24 mT

Model: