



REDCORD PORTABLE GYM zestaw dla sportowców i terapeutów

Opis produktu:

Redcord Portable Gym to przenośny zestaw do treningu i fitness zawierający **aparat Redcord Mini**, podwieszki i uchwyty oraz system umożliwiający montaż w dowolnym miejscu w domu lub na świeżym powietrzu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Redcord Portable Gym (102046-1) to przenośny zestaw do treningu i fitness zawierający **aparat Redcord Mini**, podwieszki i uchwyty oraz system umożliwiający montaż aparatu na drzwiach. Aparat ma zastosowanie w pomieszczeniach jak i na świeżym powietrzu. Dołączone do **aparatu Redcord Mini linki**, podwieszki i uchwyty umożliwiają przeprowadzenie kompleksowego treningu bez konieczności stosowania konstrukcji sufitowej czy przyściennej.

W skład Zestawu Redcord Portable Gym (102046-1) wchodzi:

- 1 x aparat MINI z uchwytami zwykłymi,
- 1 x podwieszka szeroka pod miednicę,
- 1 x para uchwytów POWER GRIP,
- 1 x zestaw DOOR FIX (2 szt.),
- 1 x plakat,
- 1 x torba,
- 1 x instrukcja obsługi,
- 1 x zestaw montażowy pod sufit.

Do produktu dołączony zestaw montażowy.

UWAGA! Proszę zapoznać się z montażem REDCORD w zakładce Pobierz

Informacje:

Kategoria: Redcord
Typ: zestaw

Model: