

UroBeam D laser diodowy do waporyzacji i enukleacji prostaty



Opis produktu:

Laser diodowy **UroBeam D** niemieckiej firmy Dornier MedTech dzięki wysokiej mocy (do 250 W) oraz długości fali 940 nm jest urządzeniem wszechstronnym, stosowanym w urologii, ginekologii i położnictwie, ENT, chirurgii, neurochirurgii czy ortopedii.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zastosowanie w urologii:

- Enukleacja prostaty
- Waporyzacja prostaty
- Usuwanie zmian zewnętrznych genitaliów
- Usuwanie guzów pęcherza
- Nacięcia
- Zwężenia moczowodów

Zalety:

- Laser o mocy do 250 W
- Idealna długość fali do absorpcji przez hemoglobinę i wodę = efektywna resekcja prostaty
- Możliwość wykonywania zarówno enukleacji jak i waporyzacji prostaty
- Możliwość wyświetlania parametrów pracy lasera na monitorze endoskopowym
- Łatwy w obsłudze i przyjazny w pracy interfejs
- Dotykowy 7 calowy wyświetlacz LCD
- Szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny

Charakterystyka:

Typ lasera	diodowy
Długość fali	940nm
Moc szczytowa	regulowana do 250 W
Wiązka naprowadzająca	zielona, 532 nm, regulowana intensywność
Zasilanie	115/230V AC, 50/60 Hz
Sterowanie	7 calowy kolorowy ekran dotykowy
System chłodzenia	powietrze
Masa	50 kg

Akcesoria:

- Włókna wielorazowe do enukleacji prostaty o mocy do 150 W
- Włókna jednorazowe do waporyzacji prostaty o mocy do 250 W
- Okulary ochronne
- Zestaw do obcinania włókien
- Pojemnik do sterylizacji włókien

	Pobierz ulotkę produktu
--	--------------------------------

	Zapoznaj się z artykułem z Przeglądu Urologicznego
--	---

Informacje:**Opcje produktu:**