

## Żel ścierny Nuprep do przygotowania skóry



### Opis produktu:

**Żel Nuprep Skin Prep** delikatnie złuszcza i nawilża wierzchnią warstwę skóry. **Żel ścierny NuPrep** do przygotowania skóry, dostępny w tubach 114 g.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

Odpowiednie przygotowanie skóry pod każdą z **elektrod** ma kluczowe znaczenie dla **jakości pomiarów**.

**Żel Nuprep Skin Prep** delikatnie złuszcza i nawilża wierzchnią warstwę skóry. **Zmniejsza jej impedancję** przy minimalnym podrażnieniu skóry i dyskomforcie pacjenta.

**Nuprep** praktycznie eliminuje niepożądane efekty obfitego pocenia oraz zapewnia najlepsze warunki do uzyskania **dokładnych wyników** przy pomiarach **kardiologicznych** i **neurologicznych**.

### Żel Nuprep - obszary zastosowań:

- Badania EEG,
- Diagnostyka snu,
- Badanie potencjałów wywołanych,
- Monitorowanie śródoperacyjne,
- Audiologia,
- Biologiczne sprzężenie zwrotne,
- Test wysiłkowy serca,

- Badanie Holter'a,
- Monitorowanie rehabilitacji kardiologicznej.

Numer katalogowy	Nazwa	Opakowanie	Ilość
NUPREP-SET	Żel ścierny NuPrep do przygotowania skóry	Tuba 114g	Opakowanie 3 szt.
NUPREP-SET-1	Żel ścierny NuPrep do przygotowania skóry	Tuba 114g	Opakowanie 1 szt.

### Informacje:

Przeznaczenie: EMG  
 Przeznaczenie: EEG  
 Przeznaczenie: PSG  
 Kategoria: Żele i preparaty  
 Rodzaj preparatu: Ścierny  
 Konsystencja: Żel  
 Pojemność: 25 gram  
 Pojemność: 114 gram  
 Klasyfikacja: produkt medyczny

### Model:

Żel ścierny NuPrep: NUPREP-SET (Tuba 114g - 3 sztuki), NUPREP-SET-1 (Tuba 114g - 1 sztuka)