

Żel do elektrod Spectra 360

Opis produktu:

Żel do elektrod Spectra 360 bez soli, 250 g, tuba, 1 szt.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Żel przewodzący Spectra 360, bez soli, 250 g.

Żel przewodzący Spectra 360 używany jest do elektrod, węglowych i gumowych. Jedyny na rynku żel bez soli i bez chlorków do przewodnictwa elektrycznego rekomendowany do wszystkich badań elektromedycznych: EEG, TENS oraz w monitoringu i w pediatrii z wyjątkiem defibrylacji.

Brak soli w składzie umożliwia sprawia, że żel doskonale nadaje się do zastosowań długookresowych, bez konieczności uzupełniania. Wyróżnia się wśród innych środków przewodzących tym, że działa poprzez nawilżenie skóry, zmniejszając jej oporność.

Żel do elektrod SPECTRA 360

- Nieziarnista formuła STAY-WET pozwala na długotrwałe użytkowanie bez konieczności ponownej aplikacji,
- Niedrażniący, bakteriostatyczny,
- Bez soli, nie transmitujący jonów sodu

Numer katalogowy	Nazwa	Opakowanie	Ilość
SPECTRA	Żel do elektrod Spectra	Tubka 250g	1 szt.

Informacje:

Przeznaczenie: EEG
Przeznaczenie: TENS
Rodzaj preparatu: Przewodzący
Konsystencja: Żel
Pojemność: 250 gram
Klasyfikacja: produkt medyczny

Model: