

Elektroniczna waga medyczna niemowlęca SECA 376

Opis produktu:

Elektroniczna waga niemowlęca z funkcją bezprzewodowego przesyłania wyników do EDM z bardzo dużą powierzchnią ważącą (III).



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Ergonomiczna, komfortowa i oszczędzająca czas - to cechy Seca 376

SECA 376 odpowiada wysokim oczekiwaniom stawianym jej licznym funkcjom: jest odpowiednia zarówno dla niemowląt, jak i dzieci o wadze do **20 kg**, gdyż duża szalka całkowicie zabezpiecza przed wypadnięciem. Na lekko podwyższonej, ergonomicznie uformowanej ścianie bocznej umieszczone jest czytelne, skierowane w stronę użytkownika pole obsługi wagi. **Duży wyświetlacz LCD** umożliwia szybki i łatwy odczyt wyniku. **Zasilanie bateriami** jest kolejną zaletą **SECA 376** - można ją wygodnie przenosić i używać bez potrzeby podłączenia do prądu. Odporna i higieniczna powierzchnia z wysokiej jakości tworzywa sztucznego daje się łatwo i szybko oczyścić. Wyposażona w funkcje **BMIF** (Breast-Milk-Intake-Function), a dzięki opcjonalnemu wzrostomierzowi **Seca 233** istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru **wagi** oraz **wzrostu**.

Elektroniczna waga niemowlęca Seca 376:

- zdolna do pracy w sieci dzięki technologii **bezprzewodowej transmisji danych** seca 360° wireless,
- regulowana amortyzacja,
- wysokiej klasy technologia ważenia seca z **dokładną podziałką 5 g**.

Elektroniczna waga niemowlęca Seca 376:

- tARA, HOLD, Auto-HOLD i BMIF **zapewniają komfort podczas ważenia,**
- duża, ergonomiczna szalka umożliwiająca **bezpieczne ważenie,**
- możliwość rozszerzenia o funkcję mierzenia dzięki opcjonalnej wzrostomiarce.

Dane techniczne:

| | |
|-----------------------|--|
| Klasa dokładności: | III |
| Nośność [kg]: | 20 |
| Podziałka | 5 g 7,5 kg > 10 g |
| Zasilanie: | baterie, Zasilacz |
| Wymiary (SxWxG) [mm]: | 620 x 190 x 358 |
| Waga netto [kg]: | 3,7 |
| Funkcje: | resetowanie, sygnały dźwiękowe mogą być aktywowane, automatyczne wyłączenie, amortyzacja, TARA, Ochrona przed przeciążeniem, SEND, Auto-SEND, interfejs bezprzewodowy, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, Auto-CLEAR, automatyczne przełączanie zakresów ważenia |

Informacje:

Rodzaj wagi: Wzrostomierz
 Rodzaj wagi: Stacja pomiarowa
 Rodzaj wagi: Pediatria
 Rodzaj wagi: Elektroniczna
 Rodzaj wagi: Wielofunkcyjna

Model:

Seca akcesoria: -, Wzrostomiarka i ogranicznik głowy