



Elektroniczna waga medyczna kolumnowa SECA 704

Opis produktu:

Seca 704 to **elektroniczna waga kolumnowa** z funkcją pomiaru BMI oraz nośnością do **300 kg**. Wyposażona w zasilanie bateryjne.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Seca 704 - elektroniczna waga kolumnowa o dużym obciążeniu maksymalnym

Wyjątkowo solidna, precyzyjna i wytrzymała: dzięki maksymalnemu obciążeniu do 250 kg, dużej, lecz nisko zawieszanej platformie oraz **zintegrowanej funkcji BMI**, waga ta oferuje niezbędne podstawy do diagnozowania i leczenia pacjentów, również z silną nadwagą.

Seca 704 posiada Wytrzymałą żeliwną konstrukcję poradzi sobie z najbardziej intensywnym obciążeniem. Energooszczędne zasilanie bateryjne – do 16.000 pomiarów na jednym komplecie baterii – czyni wagę mobilną i niezależną od zasilania elektrycznego. Wagę można wyposażyć we wzrostomierz seca 220 lub seca 224, aby dokonywać jednoczesnego pomiaru wagi i wzrostu.

Opcje wagi Seca 704:

- **Seca 704 S** ze wzrostomierzem oraz funkcją bezprzewodowej transmisji danych,
- **Seca 704 R** z interfejsem RS232 bez funkcji bezprzewodowej transmisji danych.

Dane techniczne:

Nośność [kg]:	300
---------------	-----

Podziałka:	50 g 150 kg > 100 g
Klasa dokładności:	III
Zasilanie:	Baterie / zasilacz opcjonalnie
Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]:	360 x 930 x 520
Waga netto [kg]:	14,9
Funkcje:	resetowanie, sygnały dźwiękowe mogą być aktywowane, automatyczne wyłączanie, amortyzacja, rolki transportowe, TARA, Ochrona przed przeciążeniem, SEND, Auto-SEND, interfejs bezprzewodowy, PRINT, Auto-Print, HOLD, Auto-HOLD, funkcja matka/dziecko, Auto-CLEAR, BMI, Pre-TARA

Prezentacja Seca 704

Informacje:

Kategoria: Wagi i wzrostomierze
 Rodzaj wagi: Elektroniczna
 Rodzaj wagi: Platformowa
 Rodzaj wagi: Wzrostomierz
 Rodzaj wagi: Kolumnowa

Model:

Seca akcesoria: z wzrostomierzem i funkcją bezprz. transmisji danych, interfejs RS232 bez funkcji bezprz. transmisji danych