



Mechaniczna waga medyczna kolumnowa SECA 711

Opis produktu:

Mechaniczna waga kolumnowa ze wzrostomierzem, przesuwanymi odważnikami i wskaźnikiem na wysokości wzroku, nośność **220 kg**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Mechaniczna waga kolumnowa z przesuwanymi odważnikami na wysokości wzroku (III)

Precyzyjna, solidna i wygodna: **SECA 711** z obciążeniem do **220 kg** nadaje się do ważenia nawet mocno otyłych osób. Dodatkowy komfort użytkowania zapewniają płaska, duża i niewysoko osadzona platforma oraz wskaźnik umieszczony na wysokości wzroku. **Dwustronna skala** daje się odczytać zarówno przez personel medyczny, jak i pacjenta. Budowa z wysokiej jakości materiałów (żeliwna podstawa, stalowa kolumna) gwarantują wytrzymałość przy intensywnym użytkowaniu oraz długowieczność. **Waga** może zostać wyposażona w opcjonalny **wzrostomierz SECA 220** do jednoczesnego dokonywania pomiaru wagi i wzrostu.

Seca 711

- Bardzo duże obciążenie maksymalne do **220 kg** dla wyjątkowo otyłych pacjentów.
- Obszerna, niska platforma.
- **Prosta w obsłudze** i łatwa w odczycie dzięki wskaźnikowi na wysokości wzroku.
- Trwała konstrukcja z żeliwną podstawą.
- **Rolki transportowe** do mobilnego użytku.

Dane techniczne:

Nośność [kg]:	220
Podziałka [g]:	100
Wymiary (szer. x wys. x gl.) [mm]:	520 x 1.556 x 520
Wymiary platformy (szer. x wys. x gl.) [mm]:	335 x 80 x 345
Masa własna [kg]:	21,7
Funkcje:	ustawienie punktu zerowego

Informacje:

Kategoria: Wagi i wzrostomierze
Rodzaj wagi: Kolumnowa
Rodzaj wagi: Mechaniczna
Rodzaj wagi: Platformowa
Rodzaj wagi: Wzrostomierz

Model:

Seca akcesoria: -, + wzrostomierz