

Aparat do elektroterapii Combi 200L

Opis produktu:

Dwukanałowy przenośny aparat do elektroterapii, terapii kombinowanej, terapii ultradźwiękowej, laseroterapii oraz elektrodiagnostyki.

Produkt archiwalny. Zobacz pozostałe aparaty do elektroterapii w naszej ofercie



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Combi 200L to dwukanałowy, przenośny aparat do elektroterapii (2 i 4 polowy), terapii kombinowanej, terapii ultradźwiękowej, laseroterapii oraz elektrodiagnostyki, wyposażony w standardowy zestaw akcesoriów.

Możliwości zabiegowe:

- oddzielnie: elektroterapia (2-, 4-elektrodowa), jonoforeza, ultradźwięki, laseroterapia
- elektroterapia i ultradźwięki (t. kombinowana)
- elektroterapia i ultradźwięki jednocześnie (2 pacjentów jednocześnie), dwa niezależne kanały

Cechy charakterystyczne:

- wyświetlacz ciekłokrystaliczny z możliwością regulacji kontrastu
- ponad 20 różnych typów prądów
- pamięć zabiegowa: 137 programów z wbudowanymi programami standardowymi
- możliwość wprowadzenia 20 własnych programów zabiegowych (500-519)
- prosta obsługa
- czytelne menu: wybór pożądanego typ zabiegu z menu poprzez wybór z listy ZABIEGÓW TERAPEUTYCZNYCH, z listy WSKAZAŃ lub poprzez wybór konkretnego NUMERU PROGRAMU
- graficzne przedstawienie wykresów poszczególnych prądów a w programach SEKWENCYJNYCH poszczególnych faz zabiegowych
- ultradźwięki - fala ciągła i pulsująca
- laser 904 nm, praca impulsowa
- elektrodiagnostyka : automatyczne określanie reobazy, chronaksji, krzywej I/t oraz pomiar współczynnika akomodacji

Laseroterapia:

- sonda laserowa 1-diodowa (max. moc w impulsie 13,5 W, max. moc średnia 70,5 mW, częstotliwość 2 do 30000 Hz)

Terapia ultradźwiękowa:

- współczynnik wypełnienia: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%
- głowica US wieloczęstotliwościowa 1/3 MHz (4,1 cm² - przy 1 MHz, 4,7 cm² - przy 3 MHz)
- głowica US wieloczęstotliwościowa 1/3 MHz (1,9 cm² - przy 1 MHz, 1,4 cm² - przy 3 MHz)

Dostępne prądy:

- prąd prostokątny średniej częstotliwości
- prąd impulsowy prostokątny
- prąd impulsowy trójkątny
- prąd impulsowy wg. Traberta
- prądy diadynamiczne: LP, CP, MF, DF
- konwencjonalny TENS, symetryczny
- konwencjonalny TENS, asymetryczny
- konwencjonalny TENS, przemiennie symetryczny
- konwencjonalny TENS, przemiennie asymetryczny
- TENS uderzeniowy
- TENS uderzeniowy, przemienny
- TENS modulowany
- prąd niskiej częstotliwości, dwukierunkowy, symetryczny (czas impulsu 10 - 650 μ s, częstotliwość 1-150 Hz)
- prąd 2-biegunowy średniej częstotliwości
- prąd 4-biegunowy interferencyjny (4000 Hz)
- interferencyjny tetrapolarny ze zmiennym wektorem
- NMES przebieg prostokątny
- NMES przebieg trójkątny
- NMES przebieg bifazowy
- NMES przebieg z przerwą między impulsami
- NMES 2-biegunowy modulowany przebieg średniej częstotliwości
- prąd faradyczny
- sekwencyjne przebiegi prądów

- jonoforeza
- re-edukacja mięśni dna miednicy
- stymulacja Han Stim

Dane techniczne:

Wymiary (szer. x wys. x gł.):	450 x 125 x 320 mm
Masa:	8 kg

Wyposażenie standardowe:

100689 - przewód zasilający 108725 - przewód 2-żyłowy (2 szt.) 108935 - pas mocujący 5 x 60 cm (4 szt.) 109959 - elektroda nr 2 (6 x 8 cm) (4 szt.) 100658 - torebki wiskozowe nr 2 (4 szt.) 108919 - złącze do testowania 117122 - głowica wieloczęstotliwościowa 1/3 Mhz 4 cm² 100016 - żel 500 ml 115684 - skala VAS

Wyposażenie opcjonalne:

117123 - głowica wieloczęstotliwościowa 1/3 Mhz 1 cm² 114142 - elektroda punktowa śr. 15 mm 109944 - torebki wiskozowe na elektrodę punktową (10 szt.) 326381 - sonda laserowa 1-diodowa, 904 nm, 70 mW 326392 - sonda laserowa 4-diodowa, 904 nm, 4x 13,5 mW 111890 - okulary ochronne 109958 - elektroda 4 x 6 cm (2 szt.) 109959 - elektroda gumowa 6 x 8 cm (2 szt.) 109960 - elektroda 8 x 12 cm (2 szt.) 100657 - torebki wiskozowe 4 x 6 cm (4 szt.) 100658 - torebki wiskozowe 6 x 8 cm (4 szt.) 100659 - torebki wiskozowe 8 x 12 cm (4 szt.) 100016 - żel 500 ml 100019 - żel 5 l 100020 - pompka do żelu 5 l 117210 - stolik Mobil 700

Informacje:

Kanały: 2
Przeznaczenie: Elektroterapia
Przeznaczenie: Terapia ultradźwiękowa
Przeznaczenie: Laseroterapia
Przeznaczenie: Terapia skojarzona

Opcje produktu: