



Elektroniczna wielofunkcyjna waga medyczna z podestem i poręczami SECA 645

Opis produktu:

Seca 645 to elektroniczna waga wielofunkcyjna z dużym podestem i poręczami.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Seca 645 - wielofunkcyjna waga z poręczą.

Wyposażona w wyjątkowo nisko zawieszoną, **łatwą do wejścia platformę** o wysokości **45 mm** i **stabilną poręcz**. **Seca 645** to wielofunkcyjna waga o dużej nośności zapewnia z jednej strony staranne i bezpieczne ważenie, z drugiej wygodę w ważeniu szczególnie ciężkich pacjentów.

Wbudowana poręcz stanowi podporę dla pacjentów w czasie procesu ważenia. Na **obszernej platformie wagi** można również postawić krzesło. Funkcja **pre-TARA** automatycznie odejmuje jego zapisaną wagę w celu określenia wagi netto pacjenta.

Seca 645

- Solidna poręcz stanowiąca **podporę dla pacjentów** podczas procesu ważenia.
- Szczególnie **niska i przestronna platforma**.
- Wysoka nośność.
- **Funkcja BMI**

Ponadto, **Seca 645** jest mobilna: dzięki wyposażeniu w dwa gumowe kółka może być wygodnie przetransportowana przez oddział do sali pacjenta. W zależności od potrzeb może być podłączona przez zasilacz do gniazdka elektrycznego lub być **zasilana bateryjnie**. Gdy waga podłączona jest do drukarki, czas ważenia i waga pacjenta rejestrowane są przez moduł czasowy i razem z wynikiem podane są automatycznie na wydruku.

Dane techniczne:

Nośność [kg]:	300

Podziałka:	100 g 200 kg > 200 g
Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]:	640 x 1.150 x 650
Platforma (szer. x wys. x gł.) [mm]:	600 x 45 x 600
Masa [kg]:	25,4
Zasilanie:	Zasilacz / bateria
Funkcje:	Automatyczne wyłączanie, Pre-TARA, TARA, HOLD, przełączanie zakresu ważenia, BMI, amortyzacja
Klasa dokładności:	III

Informacje:

Rodzaj wagi: Elektroniczna
Rodzaj wagi: Wielofunkcyjna
Rodzaj wagi: Platformowa
Rodzaj wagi: Wzrostomierz
Rodzaj wagi: Stacja pomiarowa

Model:

Seca akcesoria: -, + wzrostomierz